Ventajoso :
Packs MiniVertiGel 2 + blotters con o sin generador


Con PS 304 XL



- 300 V - 400 mA - 100 W

MiniVertigel 2 + Mini GelTrans Blotter






- Módulo de migración
- cubeta inferior
- tapa y cables
- 2 placas de vidrio con muesca
- 2 placas de cerámica con muesca
- 4 placas de vidrio
- 1 pared de obturación
- 2 peines 10 dientes 0,8 mm
- 4 separadores de 0,8 mm
- 2 juntas de repuesto
- Base de vertido y juntas

PACK 1 :

Ref.	€
049465B	NC -

Cubeta vertical MiniVertigel 2



Ref.	Descripción	€
049241	Placa de vidrio ciega 10 x 10 cm	NC -
049242	Placa de vidrio con muesca 10 x 10 cm	NC -
049243	Placa de aluminio con muesca 10 x 10 cm	NC -

- Dimensiones placa An x Al : 10 x 10 cm
- Dimensiones útiles de los geles : 8 x 9 cm
- Volumen total de tampón : 250 ml
- Número de muestras: 48
- Compatible con geles preparados en casetes de 10 x 10 cm

Generadores sugeridos

+ PS 304 : 300 voltios - 400 mA - 120 vatios
+ PS 305 : 300 voltios - 500 mA - 150 vatios con temporizador y Gel Saver
+ PS 503 : 500 voltios - 300 mA - 150 vatios con temporizador y Gel Saver

La cubeta se entrega con :

+ módulo de migración ;
+ cubeta inferior ;
+ tapa con cables de alimentación integrados ;
+ 2 placas de vidrio con muesca ;
+ 2 placas de cerámica con muesca ;
+ 4 placas de vidrio ;
+ 1 pared de obturación;
+ 2 peines 10 dientes 0,8 mm
+ 4 separadores de 0,8 mm ;
+ 2 juntas de repuesto ;
+ base de vertido y juntas.



Group Dutscher IBERICA
Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com
BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com
teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com