
Blotters semi-secos



Ideal para la transferencia de proteínas ‹ 150 kd. Minigeles en 15 minutos. Para la transferencia extremadamente rápida y eficaz de proteínas a las membranas. También para ácidos nucleicos en gel de agarosa.

Modelo	Mini semi-secos Blotter	Grande semi-secos Blotter
Superficie de electrodos	11 x 11 cm	20 x 20 cm
Volumen de tampón	50 ml	250 ml
Tamaño máximo del gel	10 x 10 cm	20 x 20 cm o 4 geles 10 x 10 cm
Corriente máxima	3 mA/cm2	3 mA/cm2
Generadores recomendados	PS304 o PS305	PS202
Equipo estándar	Tapa con cátodo de acero inoxidable Base con ánodo de Platino/Titanio Cables de alimentación separables 3 botones de fijación	
Ref.	049225	049226
€	NC -	NC -

Sistema de transferencia de proteínas FastGene para western blot

- Transferencia de proteínas sobre membrana wet»
- Referencia 523616 incluye todos los accesorios:
  1 casete con electrodos, 2 conectores, 5 esponjas, 2 bloques refrigerantes, 1 cubeta con tapa, electrodos y cable de alimentación
- Referencia 523615 para usar con la cubeta del sistema referencia 523614 y contiene :
  1 casete con electrodos, 2 conectores, 5 esponjas, 2 bloques refrigerantes

Ref.	Descripción	€
523616	Sistema completo de transferencia FastGene para western blot	NC -
523615	Kit de actualización del sistema de electroforesis vertical Ref. 523614 al sistema de transferencia FastGene	NC -



Sistema completo de electroforesis vertical FastGene PAGE



- Incluye todo lo necesario para la preparación y migración de 1 a 4 geles de 10 x 8 x 0,1 cm de 10 ó 15 pocillos
- Kit de preparación de gel fácil de usar
- Compatible con geles preparados 10 x 8 et 10 x 10 cm
- Incluye 5 palas de gel, una gradilla para 14 placas de vidrio y una gradilla para tubos de 50 / 15 /1,5 y 0,5 ml

Dimensiones de geles (cm)	8,3 x 5,7 cm (placas 8 x 10 cm)
Dimensiones de los casetes de gel preparados compatibles	10 x 8 y 10 x 10 cm
Volumen tampón mín./máx.	530 / 970 ml
Número de muestras máx.	60 muestras
Peines incluidos	5 peines 10 pocillos y 5 peines 15 pocillos
Condición típica de migración	200 V - 30-45 min

Ref.	Descripción	€
523614	Sistema completo de electroforesis vertical FastGene PAGE	NC -