Secador de geles Unigel Dryer

Gran superficie de secado para geles de agarosa o poliacrilamida.

- Cajas de aluminio
- Excelente resistencia química
- Hojas de polietileno para utilizar como soporte de geles
- Junta de silicona para un vacío correcto contra la superficie de calentamiento
- Suministrado con frita de teflón de 34 x 44 cm
- Control por microprocesador vía RS232
- Se completa con un sistema de bomba de vacío



Superficie de secado	450 x 350 mm
Dimensiones L x p x Al (mm)	495 x 485 x 85 mm
Tensión / Potencia (W)	220 - 110 voltios / 600 W
Ref.	**044900**
€	**NC -**

Freedom Rocker BlotBot

NEXT ADVANCE
Innovative Lab Products for the Life Sciences

- Autómatas para Westerns, Northerns y Southerns blot
- Lavado e incubación automatizados para una gran repetibilidad y ahorro de tiempo
- A partir de 3,5 ml de anticuerpo para cada mini-blot
- Reactivos recuperables por separado al final
- Gran pantalla LCD para facilitar la programación







Modelo	BlotBot 248		
Formato de membrana	Midi	Mini	Strips
Número de membrana	2	4	8
Volumen de tampón (ml)	10-150	10-75	10-35
Número de reactivos	2		
Volumen máx de reactivo (ml)	50		
Reactivo mínimo por membrana (ml)	7	3,5	2
Número de etapas programables	Hasta 9		
Número de lavados por etapa	Hasta 10		
Velocidad de agitación (rpm)	5 - 40		
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	356 x 381 x 432		
Ref.	**555751**		
€	**NC -**		



Extensión de garantía

Ref.	Descripción	€
555674	Extensión de la garantía de 2 años	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
555677	Depósito de reactivos para BlotBot (100 uni.)	**NC -**
555678	Depósito de reactivos para BlotBot (500 uni.)	**NC -**
555679	Película protectora para depósito BlotBot (200 uni.)	**NC -**
555680	Bandeja MiniBlot (4 uni.)	**NC -**
555681	Bandeja MidiBlot (4 uni.)	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB