Transiluminadores UV Accuris E3000 y E3100

- Luz UV 302 nm, para la visualización de ácidos nucleicos marcados con un colorante fluorescente como el BET, el EmeralDye, el SmartGlow o el SYBRGreen
- Cubierta de seguridad UV con bisagras
- Compatible con la cámara oscura Smartdoc, Ref. 062695, para toma de fotografía con smartphone
- Disponible en dos tamaños



	Transiluminador E3000	Transiluminador E3100
Lámparas UV 302 nm	4 x 8 W	4 x 6 W
Ajuste de la intensidad	Sí (50 ó 100 %)	No
Superficie de visualización (cm)	16 x 19	16,5 x 13,5
Dimensiones ext. L x An x P (cm)	26,5 x 32,5 x 14	25 x 20 x 7
Ref.	**062779**	**162520**
€	**NC -**	**NC -**

Transiluminador LED blanco MaestroGen

- Para la visualización de geles de proteínas teñidos con azul Coomassie o nitrato de plata
- Iluminación uniforme
- Compacto Dimensiones L x An x Al: 217 x 292 x 128 mm
- Ventana de visualización : 160 x 240 mm
- Peso: 1,2 kg
- Duración de las LEDs : 50.000 horas




Ref.	Descripción	€
887030	Transiluminador LEDs blancas	**NC -**

Transiluminador LED UltraBright Maestrogen

- Iluminación LED uniforme
- Intensidad ajustable de 50 a 100 %

Diferentes modelos en función de la longitud de onda de emisión deseada:

+ LED UV (modelos MB y MLB): visualización de colorantes rojos/naranjas (bromuro de etidio, GelRed...)
+ LEDs azules (modelo LB-16) : visualización de colorantes verdes (GelGreen, MidoriGreen, EmeralDye, SYBRGreen,...) sin peligro para el usuario y las muestras
+ LED azules/verdes (modelo LB-18): visualización de colorantes rojos/naranjas y verdes segura para el usuario y las muestras



	MLB-21	MB-21	MLB-16	MB-16	LB-16	LB-18
Superficie de visualización	21 x 26 cm		16 x 20 cm	16 x 20 cm	16 x 20 cm	16 x 20
Longitud de onda (nm)	UV (302 y 365)	UV (302)	UV (302 y 365)	UV (302)	Azul (470)	Azul/verde (505)
Tapa	De bisagra con bloqueo UV				Con bisagra y filtro ámbar	
Dimensiones L x f x al (cm)	34 x 28 x 8					
Peso (kg)	4,3				3,6	3,8
Ref.	**887014**	**887019**	**887020**	**887016**	**887005**	**887038**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB