
Transiluminador UV Ultraslim



- Dimensiones: 247 x 132 x 49 mm
- Longitud de onda : 302 nm
- Ventana de visualización : 150 x 80 mm
- Compatible con geles de 50 x 60 mm, 105 x 60 mm, 125 x 60 mm

Ref.	Descripción	€
887008	Transiluminador UV Ultraslim	**NC -**



Transiluminador LED Ultraslim





¡Visualice sus geles sin UV!

Visiten nuestras WEB

- Para la visualización del ADN con filtro ámbar y luz azul
- No hay daños en el ADN
- Dimensiones: 210 x 210 x 30 mm
- Ventana de visualización : 120 x 70 mm, longitud de onda 470 nm
- Filtro ámbar con marco metálico
- LED: matriz para la iluminación de ambos lados
- Duración de las LED : 50000 horas
- Compatibilidad con geles : 110 x 60 mm , 55 x 60 mm y minigeles

Ref.	Descripción	€
523264	Transiluminador de luz azul	**NC -**

Lámpara portátil de LEDs azules y verdes



- Revela los colorantes rojos y verdes sin degradar el ADN
- Menos peligroso para el usuario que la luz ultravioleta
- Permite detectar la expresión de GFP, RFP, YFP *in vivo*
- Se suministra con una pantalla protectora de color ámbar y un soporte para el cortador de gel

Dimensiones (mm) sin filtro L x A x A	190 x 39 x 25
Superficie del filtro protector (mm)	70 x 160
Longitud de onda (nm)	480 - 530
Duración de los LEDs (horas)	50000
Peso (g)	170
Ref.	**523336**
€	**NC -**