Unidades de ultrafiltración centrífuga Amicon™ Ultra



- Con membrana Ultracel™ de celulosa regenerada de baja adsorción, ideal para su uso con soluciones proteicas diluidas
- También es adecuado para la filtración rápida de medios complejos como suero o lisados celulares
- Rápido: 10 a 20 minutos de centrifugación
- Alta recuperación de muestras (› 90 %)
- Compatible con diferentes rotores
- Angulo fijo y Cesta basculante
- Diseño innovador
- 1 paso de centrifugación solamente
- Integridad probada al 100%



	Amicon Ultra 4 ml						Amicon Ultra 15 ml					
Umbral de corte KD	Ref. (8 unid.)	€ 8 unid.	Ref. (24 unid.)	€ 24 unid.	Ref. (96 unid.)	€ 96 unid.	Ref. (8 unid.)	€ 8 unid.	Ref. (24 unid.)	€ 24 unid.	Ref. (96 unid.)	€ 96 unid.
3	**051775**	**NC -**	**051776**	**NC -**	**051777**	**NC -**	**051783**	**NC -**	**051784**	**NC -**	**051785**	**NC -**
10	**044020**	**NC -**	**044021**	**NC -**	**044022**	**NC -**	**044029**	**NC -**	**044030**	**NC -**	**044031**	**NC -**
30	**044023**	**NC -**	**044024**	**NC -**	**044025**	**NC -**	**044032**	**NC -**	**044033**	**NC -**	**044034**	**NC -**

Unidades de ultrafiltración Amicon™ Pro



- Aplicaciones: purificación por afinidad, etiquetado de anticuerpos, diafiltración, intercambio de tampones y limpieza de muestras
- Funciona con una amplia gama de resinas
- Disponible en diferentes tamaños, con o sin resina
- Dispositivo todo en uno: todos los pasos combinados en un solo sistema
- Fácil de usar: un tanque para la recuperación del eluido por centrifugación inversa
- Preserva la integridad de la muestra
- Menos contaminación
- Preserva la actividad de las proteínas

Volúmenes recomendados	Min	Max
Lisado/Muestra	250 µl	10 ml
Resina de agarosa	50 µl	200 µl
Volumen de elución	20 µl	200 µl

Amicon™ Pro con un tubo de resina de agarosa con diferentes soportes

- Proteína A o G
- Ni-NTA para proteínas marcadas con histidina
- GST para proteínas marcadas con GST
- La cantidad de resina corresponde a la necesaria para 12 experimentos con un volumen medio de bolas de 200 µl

	Amicon™ Pro y kit de reactivos GST		Amicon™ Pro y kit de reactivos Ni-NTA	
Umbral de corte de KDa	Ref.	€ 12 unid.	Ref.	€ 12 unid.
3	**057740**	**NC -**	**-**	**-**
10	**057744**	**NC -**	**-**	**-**
30	**-**	**-**	**057749**	**NC -**

Amicon™ Pro

- Se vende en paquetes de prueba (envases de 2 especialmente dedicados a las pruebas), de 12 o 24 unid.

Umbral de corte de KDa	Ref. Trial pack	€ el Trial pack	Ref. (12 unid.)	€ 12 unid.	Ref. (24 unid.)	€ 24 unid.
3	**057763**	**NC -**	**057764**	**NC -**	**057765**	**NC -**
10	**057766**	**NC -**	**057767**	**NC -**	**057768**	**NC -**
30	**-**	**-**	**-**	**-**	**057771**	**NC -**
50	**057772**	**NC -**	**057773**	**NC -**	**057774**	**NC -**
100	**-**	**-**	**057776**	**NC -**	**057777**	**NC -**



Dispositivo de intercambio
Gran volumen
Diseño único que se adapta a un Amicon Ultra de 0,5 ml
Permite el intercambio de tampones en un solo paso

Amicon Ultra 0,5 ml
Concentración poderosa
Elución sin diluir
Diafiltración suave de la muestra

Tubo de recuperación
Gran volumen
No necesita vaciarse entre dos etapas