Tubos de filtración Ultrafree MC - Ultrafree CL

Microfiltración en microtubos de 2 ml. Membrana Durapore (PVDF). Para la eliminación de partículas y precipitados de muestras acuosas, ideal para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas.

Tamaño de los poros (µm)	Color		Ultrafree-MC	Ultrafree-CL
0,1	Naranja	Ref.	051014	051027
		Unid./caja	25	25
		€/caja	193,80 -	238 -
0,22	Amarillo	Ref.	051015	051028
		Unid./caja	25	25
		€/caja	NC -	NC -
0,45	Rojo	Ref.	051016	051029
		Unid./caja	25	25
		€/caja	NC -	NC -
0,65	Violeta	Ref.	051017	051030
		Unid./caja	25	25
		€/caja	NC -	NC -
5	Verde oscuro	Ref.	051018	051031
		Unid./caja	100	25
		€/caja	NC -	NC -



	Ultrafree-MC	Ultrafree-CL
Volumen max.	500 µl	2 ml
Fuerza centrífuga	12000 g	5000 g
Superficie de filtración (cm2)	0,2	0,8
Tubos de centrifuga	Microtubo de 2 ml	Tubo 15 ml
Volumen muerto	‹ 5 µl	‹ 10 µl
ø x An (mm)	10,6 x 45	16,3 x 77

Filtros de centrífuga Centricon Plus-70

Unidades de filtración centrífuga con membrana Ultracel PL (alta recuperación).

- Alta tasa de recuperación (› 90 %)
- Para utilizar en un rotor de tubos de 250 ml con vasos móviles


Aplicaciones

+ Concentración, purificación, desalación de proteínas
+ Concentración y desalación de eluatos cromatográficos
+ Concentración de anticuerpos monoclonales, virus
+ Clarificación de los homogeneizados celulares
+ Purificación de lisados celulares

Volumen max. inicial (ml)	70
Volumen concentrado final (µl)	350
Fuerza centrífuga	3500 g
Superficie de filtración (cm2)	19
ø x An (mm)	60 x 121
Formato tubo	250 ml

Punto de corte kDa	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
10	051555	8	NC -
30	051556	8	NC -
100	051557	8	NC -


Centricon Plus-70



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB