Placas Multiscreen HTS Merck Millipore 96 pocillos

Tamaño de poros (µm)	Membrana	Plástico		No estéril 10 unid.	No estéril 50 unid.	Estéril 10 unid.	Aplicaciones típicas
0,22	Durapore GV (PVDF hidrófilo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	MSGVN2210	MSGVN2250	MSGVS2210	Estudios de unión a receptores. Pruebas de precipitación de proteínas quinasa/fosfatasa.
			Ref.	**051595**	**051596**	**051597**	
			€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,22	Durapore GV (PVDF hidrófilo)	Opaco	Ref. Merck Millipore	-	MSGVN2B50	-	
			Ref.	-	**051594**	-	
			€	-	**NC -**	-	
0,45	Durapore HV (PVDF hidrófilo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	MSHVN4510	MSHVN4550	MSHVS4510	Estudios de unión a receptores utilizando células enteras y fragmentos celulares. Pruebas de precipitación de proteínas quinasa/fosfatasa. Cultivo y proliferación celular (estériles).
			Ref.	**051599**	**051454**	**051633**	
			€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,65	Durapore DV (PVDF hidrófilo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	MSDVN6510	MSDVN6550	-	Estudios de unión a receptores utilizando células enteras y fragmentos celulares. Pruebas de precipitación de proteínas quinasa/fosfatasa. Pruebas a base de resina/bolas.
			Ref.	**051440**	**051441**	-	
			€	**NC -**	**NC -**	-	
1,2	Durapore BV (PVDF hidrófilo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	-	MSBVN1250	MSBVS1210	Generación de compuestos, pruebas a base de resina/bolas, preparación de muestras. Cultivo/proliferación de células en suspensión y levaduras (estériles).
			Ref.	-	**051602**	**051451**	
			€	-	**NC -**	**NC -**	
1 + 0,65	Fibra de vidrio FB sobre PVDF	Opaco	Ref. Merck Millipore	MSFBN6B10	MSFBN6B50	-	Estudios de unión de receptor/ligandos. Ensayos enzimáticos con precipitación de TCA. Purificación de ADN (FB)
			Ref.	**051442**	**051443**	-	
			€	**NC -**	**NC -**	-	
0,45	Immobilon-P (PVDF hidrófobo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	MSIPN4510	MSIPN4550	MSIPS4510	Estudios de interacciones entre proteínas, unión avidina/biotina, proteínas unidas a ADN. ELISPOT.
			Ref.	**051610**	**051609**	**051611**	
			€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,45	Ester de celulosa	Transparente	Ref. Merck Millipore	MSHAN4510	MSHAN4550	MSHAS4510	RIA en fase sólida. Hibridación de ADN. ELISPOT, ELISA.
			Ref.	**051618**	**051619**	**051620**	
			€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,45	Ester de celulosa	Opaco	Ref. Merck Millipore	-	-	MSHAS4B10	
			Ref.	-	-	**051617**	
			€	-	-	**NC -**	

Gama de placas Multiscreen Classic (formato no HTS)

Tamaño de poros (µm)	Membrana	Plástico		No estéril 10 unid.	No estéril 50 unid.	Estéril 10 unid.	Aplicaciones típicas
0,45	Durapore (PVDF hidrófobo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	-	-	MAIPS4510	Pruebas ELISPOT.
			Ref.	-	-	**051140**	
			€	-	-	**NC -**	
0,45	Durapore (PVDF hidrófobo)	Blanco	Ref. Merck Millipore	-	-	MAIPSWU10	
			Ref.	-	-	**051438**	
			€	-	-	**NC -**	
0,45	Durapore (PVDF hidrófilo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	MAHVN4510	MAHVN4550	-	Aprobado para el diagnóstico clínico, los ensayos de proteína quinasa/fosfatasa, la preparación de muestras, la eliminación de Dye Terminators.
			Ref.	**051004**	**051005**	-	
			€	**NC -**	**NC -**	-	
0,45	Esteres de celulosa	Transparente	Ref. Merck Millipore	-	-	MAHAS4510	Cultivo de células y ELISPOT.
			Ref.	-	-	**051138**	
			€	-	-	**NC -**	

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
051289	Cargador de columnas, 45 µl	1	**NC -**
051893	Cargador de columnas, 80 µl	1	**NC -**
044230	Rascador de repuesto para cargador de columna	3	**NC -**
051895	Marco de soporte para MultiScreen HTS	10	**NC -**

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
051896	Placa de recuperación Deepwell, PP, 96 pocillos	50	**NC -**
051897	Placa de recuperación Deepwell fond V, PP, 96 pocillos	100	**NC -**
655101	Placa de microtitración de 96 pocillos de fondo plano no estéril Greiner Bio-One	100	**NC -**
051899	Placa de recuperación para análisis UV, 96 pocillos	40	**NC -**

Manifold Multiscreen HTS

Sistema de filtración al vacío para placas de 96 pocillos Multi-screen HTS. Incluye: base, marco para placas de 96 pocillos (formato estándar con juntas), malla de soporte, tubos, válvula ON/OFF, válvula reguladora del vacío y manómetro.

- Se utiliza con las placas Multiscreen
- Compatible con una gran variedad de disolventes, equipado con juntas resistentes
- Puede utilizarse con placas de recuperación de 96 pocillos en formato estándar o Deepwell
- Pieza de recambio disponible a petición



Accesorios

Ref.	Descripción	€
051634	Marco para placas formato Deepwell	**NC -**
051283	Tubo de vacío de silicona (longitud 1,4 m)	**NC -**
051158	Bomba de vacío/presión, 220 voltios	**NC -**

Ref.	Descripción	€
051621	Manifold Multiscreen HTS	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB