Sistema de filtración al vacío Wellvac

ROCKER







- Simplifica y reduce el tiempo necesario para la purificación de ácidos nucleicos
- Sustituye los pasos de centrifugación, excepto el paso final de recogida de ácido nucleico
- Su diseño exclusivo permite utilizar tanto placas de 96 pocillos como columnas
- Se suministra completo con adaptador de columna de purificación (24 posiciones), conectores luer, tapones luer y contenedor de residuos
- Posibilidad de recoger el efluente en una botella de PES de 1,2 l
- Disponible con bomba Rocker 300

Ref.	Descripción	€
886059	Wellvac 200	**NC -**
886060	Wellvac 200 con bomba Rocker 300	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
886063	Conector Luer para Wellvac 200 (paquete de 25)	**NC -**
886064	Tapón Luer para Wellvac 200 (paquete de 25)	**NC -**
886065	Depósito Deepwell 96 x 2 ml	**NC -**
886066	Botella de depósito de residuos PES de 1,2l	**NC -**
886068	Tubo de silicona de 30 cm	**NC -**

