Concentradores Vivaspin





	Vivaspin 500			Vivaspin 2									Vivaspin Turbo 4		
Vol. máx. de la muestra (ml)	0,5			2									4		
Vol. min. del concentrador (µl)	5			8									30		
Superficie de filtración (cm^2)	0,5			1,2									3,2		
Factor de concentración máx.	x 100			x 250									x 133		
Volumen muerto	‹ 5 µl			‹ 10 µl									‹ 10 µl		
Tipo de centrífuga	Todos los tipos con tubos de 2,2 ml			Todos los tipos con tubos de 15 ml									Todos los tipos con tubos de 15 ml		
Fuerza centrífuga recomendada*	3 - 15.000 g						2 - 8.000 g						4000 g		
Tipo de membrana**	PES			TAC			PES			RC HYDROSART®			Doble membrana de PES		
Tipo de depósito	Policarbonato			Policarbonato			Policarbonato			Policarbonato			PP y butadieno-estireno		
kDa	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146685	25	NC -	-	-	-
2	-	-	-	-		-	-	-	-	146686	100	NC -	-	-	-
3	146635	25	NC -	-	-	-	146660	25	NC -	-	-	-	150494	25	NC -
3	146636	100	NC -	-		-	146661	100	NC -	-	-	-	150495	100	NC -
5	146637	25	NC -	-	-	-	146662	25	NC -	146687	25	NC -	146693B	25	NC -
5	146638	100	NC -	146655	100	NC -	146663	100	NC -	146688	100	NC -	146694B	100	NC -
10	146639	25	NC -	-	-	-	146664	25	NC -	146689	25	NC -	146695B	25	NC -
10	146640	100	NC -	146657	100	NC -	146665	100	NC -	146690	100	NC -	146696B	100	NC -
20	-	-	-	146659	100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	146641	25	NC -	-	-	-	146666	25	NC -	146691	25	NC -	146697B	25	NC -
30	146642	100	NC -	-	-	-	146667	100	NC -	146692	100	NC -	146698B	100	NC -
50	146643	25	NC -	-	-	-	146668	25	NC -	-	-	-	146699B	25	NC -
50	146644	100	NC -	-	-	-	146669	100	NC -	-	-	-	146700B	100	NC -
100	146645	25	NC -	-	-	-	146670	25	NC -	-	-	-	146701B	25	NC -
100	146646	100	NC -	-	-	-	146671	100	NC -	-	-	-	146702B	100	NC -
300	146647	25	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	146648	100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	146649	25	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	146650	100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2 µm	146652	100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de inicio***	146653	25	NC -	-	-	-	146678	25	NC -	-	-	-	-	-	-

* Según el tipo de membrana y el corte ** TAC: triacetato de celulosa, RC : Celulosa regenerada, PES : Polietersulfona
*** Kit que incluye 5 Vivaspin de cada uno de los siguientes cortes: 5, 10, 30, 50, 100 kDa

Adecuado para la concentración, purificación y desalación de soluciones biológicas, eliminación de cebadores, aminoácidos y nucleótidos.

- Gran superficie de filtración para un excelente flujo y una rápida concentración
- Materiales de baja retención y sistema anti-secado, para una máxima recuperación
- Membranas inclinadas paralelas a la fuerza centrífuga, para una eficacia superior sin colmataciones
- Factor de concentración elevado: de 100 a 400 veces

Vivaspin Turbo 4 y 15 :

Sistema de doble membrana para aumentar la velocidad de concentración

Vivaspin 20 :

Sistema de doble membrana, que garantiza una mayor velocidad de concentración. Puede utilizarse para la centrifugación y/o con presión a través del tapón presurizable (opcional). Combinación de presión/ centrifugación especialmente adecuada para muestras viscosas (sueros) o muestras a baja temperatura

Vivaspin 20 - accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
146763	Depósito diafiltración	12	NC -
146764	Cabeza presurizable Vivaspin 20	1	NC -
146765	Controlador de presión (APC) - incluyendo varilla, válvula de seguridad, conexión macho y hembra, compatible con los otros productos Vivascience presurizables	1	NC -

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
146767	Empalme hembra	1	NC -
146768	Empalme macho	1	NC -
146769	Tubo ø4 mm (3 cm)	1	NC -