

	Vivaspin 6			Vivaspin Turbo 15			Vivaspin Turbo 15R			Vivaspin Turbo 15RC			Vivaspin 20		
Vol. máx. de la muestra (ml)	6			4 a 15			15			4 a 15			20		
Vol. min. del concentrador (µl)	30			100			30			100			50		
Superficie de filtración (cm2)	2,5 cm2			7,2 cm2			3,9 cm2			8,1			6 cm2		
Factor de concentración máx.	x 200			x 150			x 500			x 150			x 400		
Volumen muerto	‹ 10 µl			‹ 10 µl			‹ 20 µl			‹ 10 µl			‹ 20 µl		
Tipo de centrífuga	Todos los tipos con tubos de 15 ml			Todos los tipos con tubos de 50 ml			Todos los tipos con tubos de 50 ml			Todos los tipos con tubos de 50 ml			Todos los tipos con tubos de 50 ml		
Fuerza centrífuga recomendada*	3 - 8.000 g			4000 g			1,5 - 6.000 g			4000 g			1,5 - 6.000 g		
Tipo de membrana**	PES			Doble membrana de PES			RC HYDROSART			Celulosa regenerada			Doble membrana de PES		
Tipo de depósito	Policarbonato			PP y butadieno-estireno			Policarbonato			PP y butadieno-estireno			Policarbonato		
kDa	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**
2	-	-	-	-	-	-	**146736**	12	**NC -**	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	**146737**	48	**NC -**	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	**150205**	12	**NC -**	-	-	-	-	-	-	**146744**	12	**NC -**
3	-	-	-	**150206**	48	**NC -**	-	-	-	-	-	-	**146745**	48	**NC -**
5	**146706**	25	**NC -**	**150207**	12	**NC -**	**146738**	12	**NC -**	-	-	-	**146746**	12	**NC -**
5	**146707**	100	**NC -**	**150208**	48	**NC -**	**146739**	48	**NC -**	**147091**	48	**NC -**	**146747**	48	**NC -**
10	**146708**	25	**NC -**	**150209**	12	**NC -**	**146740**	12	**NC -**	-	-	-	**146748**	12	**NC -**
10	**146709**	100	**NC -**	**150210**	48	**NC -**	**146741**	48	**NC -**	-	-	-	**146749**	48	**NC -**
30	**146710**	25	**NC -**	**150211**	12	**NC -**	**146742**	12	**NC -**	-	-	-	**146750**	12	**NC -**
30	**146711**	100	**NC -**	**150212**	48	**NC -**	**146743**	48	**NC -**	-	-	-	**146751**	48	**NC -**
50	**146712**	25	**NC -**	**150213**	12	**NC -**	-	-	-	**147096**	12	**NC -**	**146752**	12	**NC -**
50	**146713**	100	**NC -**	**150214**	48	**NC -**	-	-	-	**147097**	48	**NC -**	**146753**	48	**NC -**
100	**146714**	25	**NC -**	**150215**	12	**NC -**	-	-	-	**147098**	12	**NC -**	**146754**	12	**NC -**
100	**146715**	100	**NC -**	**150216**	48	**NC -**	-	-	-	-	-	-	**146755**	48	**NC -**
300	**146716**	25	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146756**	12	**NC -**
300	**146717**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146757**	48	**NC -**
1000	**146718**	25	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146758**	12	**NC -**
1000	**146719**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2 µm	**146721**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146761**	48	**NC -**
Kit de inicio***	**146722**	5 x 5	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Según el tipo de membrana y el punto de corte
** TAC: triacetato de celulosa, RC: Celulosa regenerada, PES : Poliéter sulfona
*** Kit que comprende 5 Vivaspin (excepto el kit Vivaspin 20, que comprende 2 Vivaspin) de cada uno de los siguientes cortes: 5, 10, 30, 50, 100 kDa (y 0,2µm para el kit Vivaspin 20)

Sistema de ultrafiltración para concentración de ADN Vivacon 500 y 2

- Diseño de membrana horizontal
- Concentración de muestras de ADN diluidas con altos rendimientos (+90%) utilizando la membrana Hydrosart®
- Reenvío para la recuperación cuantitativa del concentrado: tapón de re-spin fácil de quitar
- Vivacon 2: apto para rotores estándar para tubos Falcon de 15 ml
- Vivacon 500: adecuado para rotores estándar para tubos de centrífuga de 2,2 ml

	Vivacon 500				Vivacon 2			
kDa	**Ref. (25 unid.)**	**€ 25 unid.**	**Ref. (100 unid.)**	**€ 100 unid.**	**Ref. (25 unid.)**	**€ 25 unid.**	**Ref. (100 unid.)**	**€ 100 unid.**
2	**150166**	**NC -**	**150167**	**NC -**	**150176**	**NC -**	**150177**	**NC -**
10	**150168**	**NC -**	**150169**	**NC -**	**150178**	**NC -**	**150179**	**NC -**
30	**150170**	**NC -**	**150171**	**NC -**	**150180**	**NC -**	**150181**	**NC -**
50	**150172**	**NC -**	**150173**	**NC -**	**150182**	**NC -**	**150183**	**NC -**
100	**150174**	**NC -**	**150175**	**NC -**	**150184**	**NC -**	**150185**	**NC -**


Vivacon 500


Vivacon 2

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB