Concentradores Nanosep, Microsep y Macrosep



No estériles

Aplicaciones

+ Concentración de proteínas y ácidos nucleicos
+ Desalinización
+ Intercambio de tampón
+ Fraccionamiento de mezclas de proteínas
+ Purificación de productos PCR
+ Concentración y eliminación de virus

	Nanosep			Microsep			Macrosep		
Tipo de membrana	PES modificado			PES modificado			PES modificado		
Vol. máx de muestra	500 µl			5 ml			20 ml		
Vol. min. del concentrador	15 µl			65 µl			450 µl		
Volumen muerto	< 5 µl			40 µl			80 µl		
Superficie de filtración (cm^2)	0,28			3,3			7,2		
Temperatura de uso	0 - 40 °C			0 - 40 °C			0 - 40 °C		
Longitud (concentrador montado, con tapón)	4,5 cm			12 cm			12 cm		
Tipo de depósito	PP			PP			PP, PE		
kDa	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**
1	-	-	-	**278658**	24	**NC -**	**-**	-	**-**
1	-	-	-	**278659**	100	**NC -**	**278640**	24	**NC -**
1	-	-	-	-	-	-	**278641**	100	**NC -**
3	**278696**	24	**NC -**	**278660**	24	**NC -**	**-**	-	**-**
3	**278697**	100	**NC -**	**278661**	100	**NC -**	**278643**	24	**NC -**
3	**278698**	500	**NC -**	-	-	-	**278644**	100	**NC -**
10	**278700**	24	**NC -**	**278662**	24	**NC -**	**-**	-	**-**
10	**278701**	100	**NC -**	**278663**	100	**NC -**	**278646**	24	**NC -**
10	**278702**	500	**NC -**	-	-	-	**278647**	100	**NC -**
30	**278704**	24	**NC -**	**278664**	24	**NC -**	**-**	-	**-**
30	**278705**	100	**NC -**	**278665**	100	**NC -**	**278649**	24	**NC -**
30	**278706**	500	**NC -**	-	-	-	**278650**	100	**NC -**
100	**278743**	24	**NC -**	**278666**	24	**NC -**	**-**	-	**-**
100	**278708**	100	**NC -**	**278667**	100	**NC -**	**278652**	24	**NC -**
100	**278709**	500	**NC -**	-	-	-	**278653**	100	**NC -**
300	**278711**	24	**NC -**	-	-	-	-	-	-
300	**278712**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
300	**278713**	500	**NC -**	-	-	-	-	-	-

Tubos de centrífuga con filtro de membrana



No estériles



	Nylon modificado			PTFE			PES			PES modificado		
Tipo de membrana												
Vol. máx de muestra	500 µl			500 µl			5 ml			20 ml		
Vol. min. del concentrador	15 µl			15 µl			65 µl			450 µl		
Volumen muerto	< 5 µl			< 5 µl			40 µl			80 µl		
Temperatura de uso	0 - 40 °C			0 - 40 °C			0 - 40 °C			0 - 40 °C		
Longitud (concentrador montado, con tapón)	4,5 cm			4,5 cm			12			12		
Tipo de depósito	PP			PP			PP			PP, PE		
Umbral de Filtración (µm)	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**
0,2	**278816**	24	**NC -**	-	-	-	**278668**	24	**NC -**	**278654**	24	**NC -**
0,2	**278715**	100	**NC -**	**278820**	100	**NC -**	**278669**	100	**NC -**	**278655**	100	**NC -**
0,2	**278716**	500	**NC -**	**278719**	500	**NC -**	-	-	-	-	-	-
0,45	**278817**	24	**NC -**	-	-	-	**278670**	24	**NC -**	**278656**	24	**NC -**
0,45	**278717**	100	**NC -**	**278720**	100	**NC -**	**278671**	100	**NC -**	**278657**	100	**NC -**
0,45	**278718**	500	**NC -**	**278821**	500	**NC -**	-	-	-	-	-	-