Concentradores Spin-X Corning®

CORNING

3 volúmenes a elegir, 5 umbrales de retención
Membrana vertical y cámara de filtración de canal fino, que minimiza la saturación de la membrana y permite una filtración rápida, incluso para soluciones cargadas de partículas.

- Umbral de interrupción integrado, que evita filtrar hasta desecación completa
- Tubo graduado con visualización del umbral de retención



Concentrador	Spin-X UF 500		Spin-X UF 6		Spin-X UF 20	
Volumen máximo de la muestra (ml)	0,5		6		20	
Volumen mínimo de concentrado (µl)	5		30		50	
Superficie de filtración (cm2)	0,5		2,5		6	
Factor de concentración máximo	x 100		x 200		x 400	
Volumen muerto (µl)	‹ 5		‹ 10		‹ 20	
Altura total (mm)	50		122		116	
Ø total (mm)	11		17		30	
Aceleración máx. recomendada (ángulo fijo) (g)	15000		10000		8000	
Tipo de membrana	Polietersulfona		Polietersulfona		Polietersulfona	
Tipo de depósito	Policarbonato		Policarbonato		Policarbonato	
Punto de corte MWCO	**Ref.**	**€ 25 unid.**	**Ref.**	**€ 25 unid.**	**Ref.**	**€ 12 unid.**
5 kDa	**431477**	**NC -**	**431482**	**NC -**	**431487**	**NC -**
10 kDa	**431478**	**NC -**	**431483**	**NC -**	**431488**	**NC -**
30 kDa	**431479**	**NC -**	**431484**	**NC -**	**431489**	**NC -**
50 kDa	**431480**	**NC -**	**431485**	**NC -**	**431490**	**NC -**
100 kDa	**431481**	**NC -**	**431486**	**NC -**	**431491**	**NC -**



Microtubos de filtración ClearSpin

ClearLine

- Microtubos de nariz de delfín de 2 ml con un inserto que incluye una membrana de filtración
- Se entrega montado, con tapones puestos
- Volumen de trabajo : 500 µl
- Membrana de acetato de celulosa o nylon
- Velocidad máxima centrifugación: 16000 g



Membrana	Acetato de celulosa			Nylon
Porosidad (µm)	0,22		0,45	0,22
Estéril	No	Sí	Sí	No
Unid./ bolsa	25 tubos + Insertos	24 tubos + Insertos	24 tubos + Insertos	100 tubos + Insertos
Ref.	**007856ACL**	**007857ACL**	**007859ACL**	**007860ACL**
€/ bolsa	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Inserto ClearSpin sólo sin tubo ni membrana

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	€/ bolsa
007862CL	Inserto ClearSpin sólo sin tubo ni membrana	1000	**NC -**

Tubos de centrífuga Spin-X con filtro de membrana

CORNING

- Membrana de acetato de celulosa o nylon
- Ideal para la recuperación de bacterias, partículas y células
- Ideal para la preparación de muestras para HPLC y la recuperación de ADN de geles de agarosa y acrilamida



Ref.	Volumen (ml)	Membrana	Umbral de parada (µm)	Estéril	Unid./caja	€/ caja
008160	2	AC	0,22	Sí	96	**NC -**
008161	2	AC	0,22	No	100	**NC -**
008162	2	AC	0,45	Sí	96	**NC -**
008163	2	AC	0,45	No	100	**NC -**
008170	2	Nylon	0,45	No	200	**NC -**

Tubos AutoLys Hamilton®

HAMILTON

- Tubos de almacenamiento diseñados para automatizar los pasos de lisis para análisis forenses, genómicos, clínicos o alimentarios
- 2 en 1: un tubo con filtro en el que se coloca la muestra y un segundo tubo (con código de barras) en el que se recupera el ADN
- Trazabilidad: código de barras 2D en cada tubo
- Lisis y separación de muestras seguras en un tubo
- Tapón de rosca, con cierre lift-lock
- Compatible con el robot Hamilton Microlab AutoLys STAR
- Ahorro de tiempo
- Minimización de la evaporación
- Centrífugables





Ref.	Descripción	Color tapón	Unid./ caja	€/ caja
235542	Tubo AutoLys A para procesos automatizados	Naranja	10 bolsas de 25	**NC -**
235478	Tubo AutoLys A para procesos automatizados	Naranja	5 bolsas de 100	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB