
Membranas de diálisis VISKING



- Semipermeables
- Suministrados planos en forma de tubo sin soldadura
- De celulosa regenerada
- Umbral de corte : 12000, 3500, 7000 daltons
- Rango de pH de uso : 2 a 12

Ref.	Punto de corte (kDa)	ø (mm)	Ancho (mm)	V/L (ml/cm)	Longitud (m)	€ el rollo
072002	12	14,3	24 - 26	1,61	30	NC -
072003	12	15,9	25 - 27	1,99	30	NC -
072004	12	17,5	29 - 31	2,41	30	NC -
072005	12	19	31 - 33	2,84	30	NC -
072006	12	21,5	32 - 34	3,63	30	NC -
072007	12	23,8	39 - 41	4,45	30	NC -
072008	12	25,4	42 - 44	5,07	30	NC -
072009	12	28,6	43 - 45	6,43	30	NC -
072001	12	6,3	10	0,31	15	NC -
072010	12	31,7	50 - 54	7,89	15	NC -
072011	12	38,1	56 - 59	11,4	15	NC -
072012	12	44,4	67 - 71	15,49	15	NC -
072013	12	50,8	77 - 82	20,27	15	NC -
072015	12	63,5	101 - 107	31,67	15	NC -
072016	12	69,8	113 - 120	38,27	15	NC -
072017	12	82,5	129 - 137	53,46	15	NC -
072018	12	95,2	135 - 148	71,19	15	NC -
072019	12	114,3	164 - 177	102,62	15	NC -
072020	12	139,7	199 - 216	153,30	15	NC -
072023	3,5	16	25	2,01	5	NC -
072024	3,5	22	34	3,80	5	NC -
072025	3,5	28	44	6,15	5	NC -
072026	3,5	35	55	9,62	5	NC -
072027	7	16	25	2,01	5	NC -
072028	7	22	34	3,80	5	NC -
072029	7	28	44	6,15	5	NC -
072030	7	35	55	9,62	5	NC -

Tubos secos SPECTRA/POR de celulosa regenerada



Tubos de diálisis SPECTRA-POR 4

Umbral de corte 12000 a 14000.

Ref.	Anchura en plano (mm)	Vol/long (ml/cm)	ø inflado (mm)	Rollo de	€ el rollo
059019	10	0,32	6,4	30 m	NC -
059020	25	2	15,9	30 m	NC -
059021	32	3,2	20,4	30 m	NC -
059022	45	6,4	28,6	30 m	NC -
059023	75	17,9	47,7	15 m	NC -

Tubos de diálisis SPECTRA-POR 1

Umbral de corte 6000 a 8000.

Ref.	Anchura en plano (mm)	Vol/long (ml/cm)	ø inflado (mm)	Rollo de	€ el rollo
059009	10	0,32	6,4	15 m	NC -
059010	23	1,68	14,6	30 m	NC -
059011	32	3,26	20,4	30 m	NC -
059012	40	5,09	25,5	30 m	NC -
059013	50	7,96	31,8	30 m	NC -
059014	100	31,83	67,3	15 m	NC -
059015	120	45,84	76,4	15 m	NC -

Tubos de diálisis SPECTRA-POR 2

Umbral de corte 12000 a 14000. Pared delgada que puede reducir la diálisis en un 50%.

Ref.	Anchura en plano (mm)	Vol/long (ml/cm)	ø inflado (mm)	Rollo de	€ el rollo
059024	10	0,32	6,4	15 m	NC -
059025	25	1,99	15,9	15 m	NC -
059026	45	6,45	28,6	15 m	NC -
059027	100	31,83	63,7	15 m	NC -

Tubos de diálisis SPECTRA-POR 3

Umbral de corte 3500.

Ref.	Anchura en plano (mm)	Vol/long (ml/cm)	ø inflado (mm)	Rollo de	€ el rollo
059016	18	1	11,5	15 m	NC -
059017	45	6,4	28,6	15 m	NC -
059018	54	9,3	34	15 m	NC -

Tubos de diálisis SPECTRA-POR 6

Se entregan húmedos en azida sódica al 0,1 % ; pretratados químicamente para eliminar trazas de metales.

Anchura en plano	12 mm	18 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	38 mm	40 mm	45 mm	50 mm	54 mm	
ø (mm)	7,5	11,5	15	18	20,4	22	29	25,5	29	35	34	
Vol./long.(ml/cm)	0,45	1	1,8	2,5	3,3	3,7	4,6	5,1	6,4	8	6,4	
Punto de corte (kDa)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	€ el rollo de 10 m
1	-	059266	-	-	-	-	059267	-	059268	-	-	NC -
2	-	059269	-	-	-	-	059270	-	059271	-	-	NC -
3,5	-	059272	-	-	-	-	-	-	059273	-	059274	NC -
8	059276	059277	059278	-	059279	-	-	059280	-	059281	-	NC -
10	059283	059284	059285	-	059286	-	-	-	059287	-	-	NC -
15	059289	-	059291	-	059292	-	-	-	059293	-	-	NC -
25	059295	059296	-	059298	-	059299	-	-	-	-	-	NC -