Tubos secos SPECTRA/POR de celulosa regenerada (continuación)

Tubos de diálisis SPECTRA-POR 7

Se entregan húmedos en azida sódica al 1 % ; tratados con EDTA, sin azufre ni trazas de metales.

Anchura en plano	12 mm	18 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	38 mm	40 mm	45 mm	50 mm	54 mm	
ø inflado (mm)	7,5	11,5	15	17,8	20,4	21,6	24,2	25,5	28,6	31,8	34,4	
Punto de corte (kDa)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	€ el rollo de 5 m
1	-	059029	-	-	-	-	059030	-	059031	-	-	NC -
2	-	059033	-	-	-	-	059034	-	059035	-	-	NC -
3,5	-	059036	-	-	-	-	-	-	059037	-	059038	NC -
8	059039	-	059040	-	-	-	-	059041	-	059042	-	NC -
10	059043	-	059044	-	-	-	-	-	059045	-	-	NC -
15	059046	-	059047	-	059048	-	-	-	059049	-	-	NC -
25	059050	-	-	059051	-	059052	-	-	-	-	-	NC -
50	059053	-	-	059054	-	059055	-	-	-	-	-	NC -

Tubos de diálisis SPECTRA/POR Biotech Éster de celulosa

- Listos para usar: no requieren limpieza previa
- Puros, húmedos, conservados en 0,05% EDTA
- Libre de metales pesados, sulfatos, gliceroles y contaminantes

Anchura en plano	10 mm	16 mm	24 mm	
ø (mm)	6,4	10,2	15	
Vol./long. (ml/cm)	0,32	0,79	1,8	
Punto de corte (kDa)	Ref.	Ref.	Ref.	€ el rollo de 10 m
0,5	059386	059407	059409	NC -
1	059085	059094	059102	NC -
5	059088	059097	059105	NC -
10	059089	059098	059106	NC -
25	059091	059099	059108	NC -
50	059092	059100	059109	NC -
100	059093	059101	059110	NC -



SPECTRA/POR Micro Float-A-Lyzer

Tubos de diálisis de microvolumen listos para usar.

- En dos volúmenes : 100 - 200 µl y 400 - 500 µl
- Membrana de éster de celulosa para Biotech
- Fácil de cargar con la jeringa suministrada
- Flotan por sí solos
- Conservados en seco con glicerina

Volúmenes	100-200 µl	400-500 µl
Dim. L x An x Al (mm)	45 x 19 x 44	45 x 19 x 63
Ø membrana (mm)	6,4	6,4
Umbral de corte	100-200 µl	400-500 µl
100 a 500 Da	059558	059565
500 a 1000 Da	059559	059566
3,5 a 5 kDa	059560	059567
8 a 10 kDa	059561	059568
20 kDa	059562	059569
50 kDa	059563	059570
100 kDa	059564	059571
€ 12 unid.	NC -	NC -

Visiten nuestras WEB



SPECTRA/POR Float-A-Lyzer G2 - membrana de éster de celulosa

Tubos de diálisis listos para su uso.

- En 3 volúmenes: 1 ml, 5 ml y 10 ml
- Con membrana de éster de celulosa para Biotech
- Fáciles de abrir y cargar
- Flotan solos gracias a su tapón
- Parte inferior más pesada gracias a una barra imantada
- Envasados individualmente
- Se conservan humedecidos con azida sódica al 0,1 %
- Listos para su uso después de un aclarado con agua para eliminar la azida sódica

Aplicaciones

- Desalinización
- Cambio de tampones
- Concentraciones de muestras con ayuda del absorbente SPECTRA/GEL
- Purificación de proteínas, ADN, oligonucleótidos, péptidos, polímeros, anticuerpos u otras biomoléculas

Volumen	1 ml	5 ml	10 ml	
Longitud (cm)	9	10	17	
ø membrana (mm)	5	16	16	
ø tapón (mm)	36	36	36	
Umbral de corte	Ref.	Ref.	Ref.	€ 12 unid.
3,5 - 5 kDa	059341	059342	059343	NC -
8 a 10 kDa	059344	059345	059346	NC -
20 kDa	059347	059348	059349	NC -
100 kDa	059350	059351	059352	NC -

