Kits de tubos de diálisis y electroelución GeBAflex





Para la diálisis y los protocolos de intercambio de tampón.

- Disponibles en 3 volúmenes : Mini (10 - 250 µl), Midi (50 - 800 µl), y Maxi (0,1 - 3 ml)
- Listos par usar. Incluye rack flotante y guía del usuario
- Membrana tratada con EDTA, libre de ARN, ADN, sulfuro y metales pesados
- Umbral de retención de 1 kDa a 50 kDa
- La solución a tratar puede ser depositada y recuperada con una punta estándar de micropipeta

Umbral de retención	Unid./caja	Kit GeBAflex Mini 10 - 250 µl		Kit GeBAflex Midi 50 - 800 µl		Kit GeBAflex Maxi 0,1 - 3 ml	
		Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
1 kDa	5	-	-	375008	NC -	-	-
	100	-	-	375009	NC -	-	-
3,5 kDa	10	-	-	375010	NC -	-	-
	15	-	-	-	-	375016	NC -
	50	-	-	375011	NC -	375017	NC -
	100	-	-	375012	NC -	375018	NC -
8 kDa	10	375005	NC -	375013	NC -	-	-
	15	-	-	-	-	375019	NC -
	50	375006	NC -	375014	NC -	375020	NC -
	100	375007	NC -	375015	NC -	375021	NC -
14 kDa	10	375001	NC -	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	375022	NC -
	50	375002	NC -	-	-	375023	NC -
	100	375003	NC -	-	-	375024	NC -
25 kDa	5	375004	NC -	-	-	375025	NC -
	100	-	-	-	-	375026	NC -
50 kDa	15	-	-	-	-	375027	NC -
	50	-	-	-	-	375028	NC -
	100	-	-	-	-	375029	NC -

Soluciones para electro-elución

Ref.	Descripción	Vol. (ml)	Nº de eluciones con tubo GeBaflex			€
			Mini	Midi	Maxi	
375045	Reactivo de precipitación TCA 20 %	60	240	85	20	NC -
375048		10	40	14	3	NC -
375047	Reactivo de precipitación Kac 3M	10	400	142	33	NC -
375050		2	80	28	6	NC -
375046	Solución tampón MS	10	400	142	33	NC -
375049		2	80	28	6	NC -

Soporte de elución para 4 tubos GeBAflex

Soporte de elución para 4 tubos GeBAflex	Tubos GeBAflex Mini	Tubos GeBAflex Midi	Tubos GeBAflex Maxi
Ref.	375030	375031	375032
€	NC -	NC -	NC -

Tubo de diálisis ReadyLyzer



Ref.	Volumen máx.	MWCO (KDa)	Unid./ caja	€/ caja
115768	250 µl	6 - 8 KDa	10	NC -
115769			30	NC -
115770		12 - 14 KDa	10	NC -
115772	800 µl	1 KDa	5	NC -
115773		3,5 KDa	10	NC -
115774			30	NC -
115775		6 - 8 KDa	10	NC -
115776			30	NC -
115778	3 ml	3,5 KDa	15	NC -
115779		6 - 8 KDa	5	NC -
115780			15	NC -
115781		12 - 14 KDa	5	NC -
115782			15	NC -
115783	10 ml	1 KDa	5	NC -
115785		3,5 KDa	10	NC -
115787		6 - 8 KDa	10	NC -
115789		12 - 14 KDa	10	NC -
115784	20 ml	1 KDa	5	NC -
115786		3,5 KDa	10	NC -
115788		6 - 8 KDa	10	NC -
115790		12 - 14 KDa	10	NC -

Sistema listo para su uso, para la diálisis de muestras de ADN, ARN y proteínas.

- Membrana pre-instalada en un tubo con tapón de rosca
- Membrana de celulosa regenerada ultra pura de baja retención
- Suministrados con anillo de flotación, que permite el mantenimiento del dispositivo en posición vertical
- 5 modelos disponibles en función del volumen de la muestra: 10 - 250 µl, 50 - 800 µl, 0,1 - 3 ml, 10 ml y 20 ml
- Umbral de retención MWCO 1 kDa, 3.5 kDa, 6 - 8 kDa, 12 - 14 kDa