DNA/RNA-ExitusPlus y DNA/RNA-ExitusPlus IF - RNasa-ExitusPlus



DNA/RNA-ExitusPlus

Para descontaminar en 10 minutos a temperaturas de 20°C o superiores. Para la descontaminación de superficies, equipos, plásticos y material de vidrio, así como pipetas. Basta con aplicar el producto sobre las superficies a descontaminar o sumergir los envases en el descontaminante. Instrucciones de uso suministradas con el producto. A base de compuestos biodegradables. Incorpora un indicador de color para identificar la superficie tratada antes de limpiarla (versión IF sin indicador).

DNA/RNA-ExitusPlus

Volumen	100 ml	500 ml	1 l	2,5 l
Vaporizador	049918	049920	-	-
€	NC -	NC -	-	-
Frasco	-	-	049922	049923
€	-	-	NC -	NC -

RNasa-ExitusPlus

Solución limpiadora no alcalina, no corrosiva, no cancerígena y altamente activa para la contaminación por RNasa. Estable durante unos 18 meses y resistente al calor. Compuestos biodegradables y no tóxicos. Ácidos minerales y sustancias alcalinas que no son perjudiciales para los equipos incluso después de largos tiempos de incubación. Una temperatura de unos 50 °C aumentará la velocidad de reacción. Consérvese a temperatura ambiente.

Volumen	500 ml	1 l	2,5 l
Vaporizador	049912	-	-
€	NC -	-	-
Frasco	-	049914	049915
€	-	NC -	NC -

DNA/RNA-ExitusPlus IF

Volumen	100 ml	500 ml
Vaporizador	049927	049929
€	NC -	NC -





RNasa Away y DNA Away



Elimine todo rastro de RNasa y ADN

RNase Away
La solución RNase Away, lista para usar, evita cualquier riesgo de contaminación por RNasa. En spray o en botella.

DNA Away
Para eliminar todo rastro de ADN de los puestos de trabajo, bancos y equipos de PCR. Listo para usar.

Spray y botella RNase Away

Descripción	Vaporizador 475 ml	Frasco 250 ml	Frasco 1 litro	Frasco 4 litros
Ref.	038184	038185	038186	038187
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Botella DNA Away

Ref.	Descripción	€
038188	Frasco de 250 ml de DNA Away	NC -

Descontaminante DNADecon



- Solución de descontaminación altamente eficaz para la eliminación de la contaminación por ADN y ARN de superficies, instrumentos y equipos de laboratorio
- Ideal para la descontaminación de los lugares de trabajo PCR
- Se utiliza para descontaminar cámaras de electroforesis, pipetas, tubos de reacción, etc.

Ref.	Descripción	€
215445	Frasco spray 250 ml	NC -
215446	Recambio 500 ml	NC -

Ventajas: listo para usar, no alcalino, no cancerígeno