Tarjeta de toma, transporte y almacenamiento de muestras

Para diversas muestras: sangre, plasma, células orales, cultivos celulares, bacterias, orina, lisado de tejido, biopsia líquida, ADN purificado

Disponible en dos colores:

+ blanco para muestras fácilmente identificables, como la sangre
+ rosa para muestras incoloras como saliva, células bucales, orina, células bacterianas, lisado tisular, biopsia líquida o ADN purificado





GenSaver™ 2.0

- Conservación de ácidos nucleicos a temperatura ambiente hasta 20 años
- Evita el crecimiento de microorganismos durante el almacenamiento
- Elimina el riesgo de contaminación biológica de las muestras

Ref.	Descripción	Color	Volumen máx. de muestra (µl) / círculo	Número de círculos / unidad	Unid./ caja	Características	€ / caja
175247	GenSaver 2.0	Blanco	5	96	50	Conservación de ácidos nucleicos a temperatura ambiente hasta 20 años, elimina el riesgo de contaminación biológica de las muestras	NC -
175248					100		NC -
175249			125	4	100		NC -
175250				2	100		NC -
175251				1	100		NC -
175252	GenSaver 2.0	Rosa	5	96	50	Conservación de ácidos nucleicos a temperatura ambiente hasta 20 años, elimina el riesgo de contaminación biológica de las muestras	NC -
175253					100		NC -
175254			125	4	100		NC -
175255				2	100		NC -
175256				1	100		NC -

GenReleaz™

- Para recoger y transportar muestras biológicas como sangre, saliva, células bucales, orina, etc
- Conservación de ácidos nucleicos a temperatura ambiente hasta 20 años
- Elución rápida de ácidos nucleicos, ADN listo para análisis posteriores en menos de 30 minutos con un sencillo protocolo de elución

Ref.	Descripción	Color	Volumen máx. de muestra (µl) / círculo	Número de círculos / unidad	Unid./ caja	Características	€ / caja
175257	GenReleaz 2.0	Blanco	125	4	100	Recogida, transporte, almacenamiento y extracción rápida de ADN a temperatura ambiente, almacenamiento de ácidos nucleicos a temperatura ambiente hasta 20 años	NC -
175258				2	100		NC -
175259				1	100		NC -
175260	GenReleaz 2.0	Rosa	125	4	100	Recogida, transporte, almacenamiento y extracción rápida de ADN a temperatura ambiente, almacenamiento de ácidos nucleicos a temperatura ambiente hasta 20 años	NC -
175261				2	100		NC -
175262				1	100		NC -

AutoCollect™

- Para el análisis automatizado de muestras
- El formato de casete de tarjeta de alta rigidez ofrece un ajuste adecuado con los principales equipos de laboratorio automatizados, lo que permite un procesamiento fiable de las tarjetas DBS, desde la detección de manchas de sangre seca hasta la preparación de muestras para el análisis LC/MS
- Funciona tanto en el punch DBS como en elución directa
- Almacenamiento a corto plazo (aprox. 2 años)
- Grado de pureza del material fibroso por espectrometría de masas

Ref.	Descripción	Color	Volumen máx. de muestra (µl) / círculo	Número de círculos / unidad	Unid./ caja	Características	€ / caja
175263	AutoCollect	Blanco	20	4	100	Almacenamiento de muestras para análisis de espectrometría de masas, para análisis automatizados de muestras, almacenamiento de ácidos nucleicos durante 2 años	NC -
175264	AutoCollect	Rosa	10	4	100		NC -
175265	AutoCollect con código de barras	Blanco	20	4	100		NC -

BioSample y 5 "circles cards"

- Base de fibras absorbentes pura sin aditivos: la recogida reproducible minimiza las interferencias para un análisis fiable de los analitos objetivo
- Marcado CE
- Disponible en distintos formatos:
  - Formato estándar con solapa para proteger las muestras
  - Formato sencillo sin solapa para facilitar su manejo
  - Con o sin círculos preperforados

Ref.	Descripción	Color	Volumen máx. de muestra (µl) / círculo	Número de círculos / unidad	Unid./ caja	Características	€ / caja
175266	BioSample RUO	Blanco	70	5	100	En fibras absorbentes puras, para el almacenamiento y posterior análisis de proteínas o ácidos nucleicos	NC -
175267	BioSample RUO con círculos pre-perforados				100		NC -
175268	BioSample CE con círculos pre-perforados				100		NC -
175269	5 circle cards RUO	Blanco	70	5	100	En fibras absorbentes puras, para el almacenamiento y posterior análisis de proteínas o ácidos nucleicos	NC -
175270	5 circle cards CE				100		NC -
175271	5 circle cards CE con círculos pre-perforados				100		NC -