Extracción y purificación del ADN genómico

Kit para la extracción de ADN de diversas muestras NucleoSpin Macherey-Nagel

- Extracción de ADN a partir de diversas muestras (células eucariotas, bacterias, levaduras, heces, orina, biopsias, manchas de sangre, pelo, hisopos bucales)
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Para fragmentos con un tamaño de 200 pb a 50 kbp
- Rendimiento de 20 a 35 µg





Descripción	Formato	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoSpin Tissue	Mini	50	872053	NC -
		250	872051	NC -

Kit de extracción de ADN de tejidos y órganos NucleoSpin Macherey-Nagel

- Extracción de ADN de tejidos u órganos
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Para fragmentos con un tamaño de 200 pb a 50 kbp
- Salida de 1 a 30 µl





Descripción	Formato	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoSpin DNA RapidLyse	Mini	50	677204	NC -
		250	677203	NC -

Kit de extracción de ADN de plantas NucleoSpin Macherey-Nagel

- Extracción de ADN de muestras de plantas
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Cantidad de muestra:
  - < 100 mg de peso húmedo y < 20 mg de peso seco para el kit formato Mini
  - < 400 mg de peso húmedo y < 80 mg de peso seco para el kit formato Midi
  - < 1500 mg de peso húmedo y < 300 mg de peso seco para el kit formato Maxi
- Para fragmentos con un tamaño de 50 bp a 50 kpb
- Rendimiento:
  - 1 a 30 µg para el kit de formato Mini
  - 10 a 100 µg para el kit de formato Midi
  - 50 a 300 µg para el kit de formato Maxi





Descripción	Formato	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoSpin Plant II	Mini	50	677603	NC -
		250	677601	NC -
	Midi	20	677604	NC -
	Maxi	10	677605	NC -

Kit de extracción de ADN de sangre NucleoSpin Macherey-Nagel

- Extracción de ADN de sangre, plasma o suero
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Cantidad de muestra:
  - 5 a 200 µl para kit formato Mini
  - 0,2 a 2 ml para kit formato Midi
  - 2 a 10 ml para kit formato Maxi
- Para fragmentos con un tamaño de 50 bp a 50 kpb
- Rendimiento:
  - 4 a 6 µg para kit formato Mini
  - 40 a 60 µg para kit formato Midi
  - 200 a 300 µg para kit formato Maxi





Descripción	Formato	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoSpin Blood	Mini	50	872049	NC -
		250	872047	NC -
	Midi	20	872056	NC -
	Maxi	10	872043	NC -
		50	872044	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB