
Extracción y purificación del ADN plasmídico

Kit de extracción de plásmidos sin endotoxina NucleoBond PC EF Macherey-Nagel


- Extracción de ADN plasmídico libre de endotoxinas a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad
- Para un volumen de muestra inicial de 30 ml a 2 l, según el kit utilizado



Descripción	Formato	Cantidad de muestra (ml)	Rendimiento (µg)	Número de extracciones	Ref.	€
Kit de extracción de plásmidos NucleoBond PC 500 EF	Maxi	30 - 150	100 - 500	10	677450	NC -
Kit de extracción de plásmidos NucleoBond PC 2000 EF	Mega	150 - 500	500 - 2000	5	677449	NC -
Kit de extracción de plásmidos NucleoBond PC 10000 EF	Giga	500 - 2000	2000 - 10000	5	677448	NC -

Kit de extracción de plásmidos sin endotoxina NucleoBond Xtra EF Macherey-Nagel


- Extracción de ADN plasmídico libre de endotoxinas a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad de segunda generación
- Para un volumen de muestra inicial de 200 ml a 1,2 l, según el kit utilizado



Descripción	Formato	Cantidad de muestra (ml)	Rendimiento (µg)	Número de extracciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoBond Xtra EF	Midi	< 200 (plásmido de alto número de copias), < 400 (plásmido de bajo número de copias)	500	10	677329	NC -
				50	677330	NC -
	Maxi	< 600 (plásmido de alto número de copias), < 1200 (plásmido de bajo número de copias)	1000	10	677333	NC -
				50	677334	NC -

Kit de extracción de plásmidos para transfección NucleoBond PC Macherey-Nagel


- Extracción de ADN plasmídico para la transfección a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad
- Para un volumen de muestra inicial de 1 ml a 2 l, según el kit utilizado



Descripción	Formato	Cantidad de muestra (ml)	Rendimiento (µg)	Número de extracciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoBond PC 20	Mini	1 - 5 (plásmido de alto número de copias), 3 - 10 (plásmido de bajo número de copias)	3 - 20	20	677459	NC -
				100	677460	NC -
Kit de extracción NucleoBond PC 100	Midi	5 - 30 (plásmido de alto número de copias), 10 - 100 (plásmido de bajo número de copias)	20 - 100	20	677461	NC -
				100	677462	NC -
Kit de extracción NucleoBond PC 500	Maxi	30 - 150 (plásmido de alto número de copias), 100 - 500 (plásmido de bajo número de copias)	400 - 500	10	677464	NC -
				25	677466	NC -
				50	677467	NC -
				100	677465	NC -
Kit de extracción NucleoBond PC 2000	Mega	150 - 500 (plásmido de alto número de copias), 500 - 2000 (plásmido de bajo número de copias)	500 - 2000	5	677468	NC -
Kit de extracción NucleoBond PC 10000	Giga	500 - 2000 (plásmido de alto número de copias), 1000 - 4000 (plásmido de bajo número de copias)	2000 - 10000	5	677478	NC -

Kit de extracción de plásmidos para transfección NucleoBond Xtra Macherey-Nagel

- Extracción de ADN plasmídico para la transfección a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad de segunda generación
- Para volúmenes de muestra de 40 ml a 1,2 l según el kit utilizado



Descripción	Formato	Cantidad de muestra (ml)	Rendimiento (µg)	Número de extracciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoBond Xtra	Midi	< 200 (plásmido de alto número de copias), < 400 (plásmido de bajo número de copias)	500	10	677311	NC -
				50	677314	NC -
				100	677312	NC -
	Maxi	< 600 (plásmido de alto número de copias), < 1200 (plásmido de bajo número de copias)	1000	10	677318	NC -
				50	677322	NC -
				100	677319	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB