
Extracción y purificación del ARN

Kit de extracción de ARN y de miARN NucleoSpin y NucleoSpin plus Macherey-Nagel

- Extracción de ARN o de miARN de diversas muestras (cultivos celulares, bacterias, levaduras, tejidos humanos, células animales, fluidos biológicos...)
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Kit NucleoSpin RNA Plus, suministrado con la columna NucleoSpin, para la eliminación del ADN genómico evitando el tratamiento con DNasa
- Para una cantidad de muestra < 5 x 106 células, < 30 mg de tejido humano o animal, < 109 bacterias o < 108 levaduras



Descripción	Formato	Número de extracciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoSpin RNA	Mini	50	872061	NC -
		250	872059	NC -
	Midi	20	872073	NC -
Kit de extracción NucleoSpin RNA Plus	Mini	50	872101	NC -
		250	872100	NC -
Kit de extracción NucleoSpin miRNA Plus	Mini	50	872083	NC -
		250	872082	NC -



Illustra Purificación de ácidos nucleicos Cytiva

illustra RNAspin Mini Isolation kit

- Aislamiento de ARN total de alta calidad, para cualquier aplicación (por ejemplo, : RT-PCR o qPCR), a partir de varios tipos de muestras
- Prefiltros y DNasa incluidos
- A partir de muestras de cultivos celulares, tejidos, bacterias y levaduras
- Muestra de tejido de hasta 30 mg, para un rendimiento de 70 µg
- Muestra de células hasta 5 x 106 células, para un rendimiento de 70 µg
- Extracción de 6 muestras en 30 minutos.
- A 260 / A 280 entre 1,8 y 2,2

Ref.	Formato	Descripción	No. de purificac.	€
25-0500-70	Mini	illustra™ RNAspin Mini Isolation kit	20	NC -
25-0500-71	Mini	illustra™ RNAspin Mini Isolation kit	50	NC -
25-0500-72	Mini	illustra™ RNAspin Mini Isolation kit	250	NC -



GeneMATRIX Kit de purificación de ARN total

- Purificación rápida de ARN total, incluyendo pequeñas moléculas de ARN (‹ 200 nucleótidos) y miARN (15 - 30 nucleótidos), o purificación de sólo pequeñas moléculas de ARN, a partir de tejidos, plantas o células
- No requiere el uso de fenol o de cloroformo
- ARN y miARN purificados, listos para usar, sin paso de precipitación con etanol

Ref.	Descripción	€
220360	Kit de purificación de ARN total y miARN GeneMATRIX 25 preparaciones	NC -
220362	Kit de purificación de ARN total y miARN GeneMATRIX 100 preparaciones	NC -



FastGene Purificación de ácidos nucleicos Nippon Genetics

- Kit de extracción/purificación de ARN total
- A partir de cultivos celulares y muestras de tejidos
- Muestra de tejido de hasta 20 mg, para un rendimiento de 50 - 100 µg
- Muestras de células hasta 1 x 10^7 para un rendimiento de 10 - 20 µg para 1 x 10^6 células HeLa
- Almacenamiento a temperatura ambiente





FastGene RNA Basic Kit

- Para obtener ARN listo para usar en aplicaciones de biología molecular (RT, northern, RT-qPCR, NGS...)
- Protocolo sencillo y rápido, adecuado para procesar un gran número de muestras
- Extracción de 6 muestras en 40 minutos

Ref.	Descripción	€
523353E	FastGene RNA Basic Kit 6 reacciones	NC -
523353	FastGene RNA Basic Kit 50 reacciones	NC -
523354	FastGene RNA Basic Kit 250 reacciones	NC -

FastGene RNA Premium Kit

- Para obtener ARN de alta pureza mediante el tratamiento con DNasa I
- Listo para su uso en aplicaciones de biología molecular (RT, northern, RT-qPCR, NGS...)
- Extracción de 6 muestras en 60 minutos
- La columna FastGene mini-elute debe ser almacenada a 2 - 8 °C

Ref.	Descripción	€
523356E	FastGene RNA Premium Kit 6 reacciones	NC -
523356	FastGene RNA Premium Kit 50 reacciones	NC -
523357	FastGene RNA Premium Kit 250 reacciones	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB