Extracción y purificación del ADN

Kit de extracción de ADN a partir de alimentos NucleoMag Macherey-Nagel



- Extracción de ADN de muestras de alimentos
- Extracción con bolas magnéticas
- Kits compatibles con los sistemas automáticos de purificación
- Para cantidades de muestra < 200 mg
- Para fragmentos con un tamaño de 300 pb a 50 kbp
- Rendimiento de 0,1 a 10 µg

Descripción	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoMag DNA Food	96	872209	NC -
	384	872210	NC -

Kit Sera-Xtracta para la extracción de ADN



Purificación del ácido nucleico mediante bolas magnéticas.

Kit Sera-Xtracta para extracción de ADN genómico
- Rendimiento de 4-8 µg de ADN a partir de 200 µl de sangre
- Compatible con técnicas de biología molecular (NGS, clonación, reacciones enzimáticas, amplificación PCR y qPCR, aplicaciones de genotipado)

Kit Sera-Xtracta Cell-Free DNA para extracción de ADN libre circular del plasma
- Extracción de ADN circular libre (50-300 pb) con mínima contaminación del ADN genómico del plasma
- Compatible con técnicas de biología molecular (NGS, ddPCR, qPCR, BEAMing, aplicaciones de genotipado)

Ref.	Descripción	No. de purificac.	€
29-4291-40	Kit Sera-Xtracta para la extracción de ADN genómico	96	NC -
29-4378-07	KIT Sera-Xtracta Cell-Free DNA	96	NC -

Kit de extracción de ADN GeneMAGNET

- Purificación de ADN mediante bolas magnéticas
- Compatibles con los sistemas automáticos de purificación
- Extracción de ADN de muestras de tejidos humanos o animales, fluidos biológicos o muestras de alimentos

NUEVO

Ref.	Tipo de Muestra	Número de purificaciones	€
220516	Tejidos humanos o animales, fluidos biológicos	96	NC -
220517	Alimentos	96	NC -

AxyPrep kit purificación de plásmidos

- Purificación con bolas paramagnéticas de plásmidos de *E. coli*
- También es útil para Fosmide y BAC de 5 a 150 kb
- Protocolo sencillo: resuspensión del pellet, lisis, neutralización, unión del ADN, lavado con etanol y elución
- Manual o automatizable

Visiten nuestras WEB

Ref.	Descripción	€
712279	AxyPrep kit purificación de plásmidos - 384 reacciones	NC -
712280	AxyPrep kit purificación de plásmidos - 96 reacciones	NC -

AxyPrep Kit de extracción



AxyPrep Mag kit extracción ADN planta

- Extracción/purificación simplificada (96 purificaciones en menos de 1 hora)
- Purificación sin alcohol
- Compatible con todas las aplicaciones genómicas
- Alta eficiencia y pureza
- Manual y robótica

Ref.	Para	€
712278	96 reacciones	NC -
712277	384 reacciones	NC -

AxyPrep Mag kit de extracción de ADN tejidos sangre

- Purificación por bolas magnéticas
- Purificación del ADN genómico de la cola de ratón/rata (fresco o congelado)
- Extracción en tubo de 1,5 ml o placa de 96 pocillos
- Lisis en presencia de proteinasa K y unión a bolas
- El ADNg se separa fácilmente de los contaminantes, que se eliminan con un simple lavado
- Puede utilizarse para la purificación de ADNg a partir de tejidos, cultivos celulares, hisopos bucales y sangre

Visiten nuestras WEB

Ref.	Para	€
712285	96 reacciones	NC -
712284	384 reacciones	NC -