
Extracción y purificación del ARN

Kit de extracción de ARN de tejidos y cultivos celulares NucleoMag Macherey-Nagel





- Kit para la purificación de ARN a partir de bacterias, levaduras, cultivos celulares o tejidos
- Extracción con bolas magnéticas
- Kits compatibles con los sistemas automáticos de purificación
- Para cantidades de muestra < 2 x 10^6 células eucariotas o < 20 mg de tejido humano o animal
- Para fragmentos con un tamaño > 200 pb
- Rendimiento de hasta 30 µg

Descripción	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoMag RNA	384	**872168**	**NC -**

Kit de extracción de ARN GeneMAGNET





- Purificación de ARN mediante bolas magnéticas
- Compatibles con los sistemas automáticos de purificación
- Extracción de ARN a partir de muestras de tejido humano o animal, hongos, cultivos celulares, bacterias, levaduras y sangre

Ref.	Descripción	Número de purificaciones	€
220519	Kit de extracción de ARN GeneMAGNET	96	**NC -**

Extracción ácidos nucleicos virales y patógenos

Kit de extracción de ADN y ARN viral de fluidos biológicos NucleoMag Macherey-Nagel





- Kit para la purificación de ADN y ARN viral a partir de fluidos biológicos como el plasma o el suero
- Extracción con bolas magnéticas
- Kits compatibles con los sistemas automáticos de purificación
- Para cantidades de muestra < 200 µl
- Para fragmentos con un tamaño de 300 pb a 50 kbp

Descripción	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoMag Virus	96	**872191**	**NC -**
	384	**872192**	**NC -**

Kit de extracción de ADN y ARN viral GeneMAGNET





- Purificación de ADN y ARN virales mediante bolas magnéticas
- Compatibles con los sistemas automáticos de purificación
- Extracción a partir de muestras congeladas o frescas de plasma, suero, tejido humano o animal

Ref.	Descripción	Número de purificaciones	€
220520	Kit de extracción de ADN y ARN viral GeneMAGNET	96	**NC -**

Extracción de ácido nucleico Sera-Xtracta

Kit Sera-Xtracta para virus y bacterias.



- Copurificación de ARN y ADN de patógenos, incluidos los virus, a partir de una amplia variedad de muestras (hisopos (compatibles con los medios de transporte convencionales), sangre, ...)
- Compatible con técnicas de biología molecular (secuencación NGS, amplificación PCR y qPCR, aplicaciones de genotipado)
- Protocolo rápido (unión, lavado, elución en un solo tubo)
- Bolas magnéticas para facilitar el manejo
- El protocolo puede utilizarse de forma manual o automatizada

Ref.	Descripción	Número de purificaciones	€
29-5060-09	Kit Sera-Xtracta para virus y patógenos	96	**NC -**
29-5142-01	Kit Sera-Xtracta para virus y patógenos	1000	**NC -**

Kit de extracción de ADN y ARN de muestras de agua o aire NucleoMag Macherey-Nagel



- Kit de purificación de ADN y ARN a partir de muestras de agua o aire
- Extracción con bolas magnéticas
- Kits compatibles con los sistemas automáticos de purificación
- Para cantidades de muestra de 10 a 1000 ml
- Para fragmentos con un tamaño de 300 pb a 50 kbp

Descripción	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de extracción NucleoMag DNA/RNA Water	96	**872156**	**NC -**
	384	**872157**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB