## Extracción y purificación del ARN

### Kit de purificación de ácido nucleico viral basado en microbolas magnéticas AxyPrep MAG

AXYGEN


- Purificación sencilla, rápida y fiable de ADN y ARN virales
- Permite la purificación de ácidos nucleicos a partir de una amplia gama de fluidos como sangre, suero, ascitis, sobrenadante de cultivo celular, líquido cefalorraquídeo, orina, saliva..
- Para utilizar con un soporte de purificación magnético manual como el Corning IMAG-12T para microtubos de 1,5/2,0 ml (Ref. 712254) o el IMAG-96P para placas de 96 pocillos (Ref. 712255)
- Compatible con la mayoría de los sistemas de purificación automatizados que requieren el uso de bolas magnéticas
- La alta calidad de los ácidos nucleicos obtenidos permite la realización de múltiples aplicaciones posteriores (Secuenciación, RT-PCR, RT-qPCR, genotipado, detección de SNP, etc.)

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 935647 | Kit de purificación de ácido nucleico viral AxyPrep MAG, 384 prep. | NC - |
| 935648 | Kit de purificación de ácido nucleico viral AxyPrep MAG, 96 prep. | NC - |

## Medios magnéticos

### Soportes magnéticos para purificación manual

EURx



NUEVO

Soporte magnético para la purificación magnética manual.

| Ref. | Capacidad | € |
|---|---|---|
| 220491 | Placa 96 pocillos | NC - |
| 220489 | 16 tubos 1,5 ó 2 ml | NC - |
| 220490 | 24 tubos 1,5 ó 2 ml | NC - |

### Gradilla NucleoMag SEP para la separación de bolas magnéticas Macherey-Nagel

MN MACHEREY-NAGEL



NUEVO

- Separación y purificación rápida
- Ideal para manipular varias muestras en paralelo

| Ref. | Descripción | Capacidad | € |
|---|---|---|---|
| 872005 | Separador magnético NucleoMag SEP | Placa 96 pocillos | NC - |
| 872208 | Separador magnético NucleoMag SEP 24 | Placa 24 pocillos | NC - |
| 872206 | Separador magnético NucleoMag SEP Mini | 12 tubos de 1,5 o 2 ml | NC - |
| 872207 | Separador magnético NucleoMag SEP Maxi | 4 tubos de 50 ml | NC - |

### FastGene Magna Stands

Genetics



Soportes magnéticos para la purificación de ácidos nucleicos, proteínas recombinantes, protocolos ChIP o IP o preparación de bibliotecas (NGS).

- Equipado con imanes permanentes extra fuertes:
  - separación muy rápida de las bolas del resto de la solución
  - no hay pérdida de bolas
  - bolas muy estables durante el lavado para una mínima pérdida de material
- Posición ajustable del imán (modelo sólo para tubos de 1,5 ml)
- 3 versiones: para microtubos de 0,2 ml, 1,5 ml y 96 pocillos

| Ref. | Capacidad | € |
|---|---|---|
| 523295 | 8 tubos de 0,2 ml | NC - |
| 523296 | 8 tubos de 1,5 ml | NC - |
| 523297 | Placas 96 pocillos* | NC - |
| 523564 | Placa de 96 pocillos para volúmenes de muestra pequeños* (5 µl) | NC - |

* Compatible con placas con faldón, semifaldón o sin faldón (con adaptador).

### Soporte para separación de bolas magnéticas



Visiten nuestras WEB

- De acrílico transparente para una visión clara del contenido de los tubos
- Potente imán para fijar rápidamente las bolas magnéticas
- Soportes para tubos con botón de resorte para un control de la altura del imán

| Ref. | Capacidad | € |
|---|---|---|
| 947719 | 3 tubos de centrífuga 50 ml | NC - |
| 947720 | 6 tubos de centrífuga de 15 ml o 6 microtubos de 5 ml | NC - |
| 947721 | 10 microtubos 1,5 ó 2 ml | NC - |
| 947722 | 1 placa PCR estándar | NC - |
| 947723 | 1 microplaca estándar de fondo plano | NC - |