Medios magnéticos

Soporte magnético para 12 tubos de purificación manual IMAG MSD



- IMAG MSD (Magnetic separation device) : soporte magnético con una capacidad máxima de 12 tubos
- Fácil separación de las bolas magnéticas durante la purificación manual (bajo caudal : 12 tubos)
- Separación/purificación rápida
- Un potente sistema de imanes permite separar las bolas magnéticas en menos de 30 segundos.

Ref.	Descripción	€
712254	Soporte magnético para 12 tubos	NC -

Soporte magnético para placas PCR o 96 pocillos purificación manual IMAG



- IMAG MSD (Magnetic separation device): soporte magnético para placas de 96 pocillos
- Fácil separación de bolas magnéticas durante la purificación manual o automática (alto caudal: 96 pocillos)
- Separación/purificación rápida
- Un potente sistema de imanes permite separar las bolas magnéticas en menos de 30 segundos.

Ref.	Descripción	€
712255	Soporte magnético para placas PCR o de 96 pocillos	NC -

Extracción de ácidos nucleicos por método químico

Kit de extracción de ADN - ExtraCLEAR

- Extracción de ADN a partir de diversas muestras (bacterias, tejidos, plantas, órganos, plumas de aves, saliva)
- Protocolo simple y rápido (8 minutos)
- Una vez mezclado el reactivo con la muestra, se puede incubar a 3 temperaturas diferentes (65 °C 6 min, 98 °C 2 min, 4 °C)
- Extracción realizada en un termociclador o bloque calefactor
- Reactivo no tóxico
- ADN extraído listo para la amplificación por PCR





Ref.	Descripción	Número de purificaciones	€
257747	Kit de extracción de ADN ExtraCLEAR	100	NC -
257748	Kit de extracción de ADN ExtraCLEAR	500	NC -

NucleoZol Macherey-Nagel

- Reactivo para la extracción de ARN total de diversas muestras (cultivo celular, bacterias, levaduras, plantas)
- Rendimiento de 1 a 8 µg de ARN por mg de muestra
- Extracción rápida y sencilla (1 hora)
- No requiere el uso de cloroformo
- ARN listo para usar para RT-qPCR, chip de RNA, blotting y otras aplicaciones
- Requiere el uso de etanol, isopropanol y agua grado de biología molecular (no suministrado)




Ref.	Descripción	€
677306	NucleoZOL 200 ml	NC -

Kit de preparación de ADN Arcis

- Preparación del ADN en 3 minutos
- De muestras de sangre, saliva, bacterias, células o tejidos de plantas o animales
- Para su uso posterior en PCR, secuenciación y clonación
- No requiere purificación
- No se requiere ningún paso de incubación o centrifugación
- El ADN preparado es estable durante 30 días a temperatura ambiente
- También es adecuado para la preparación de ARN, añadiendo un paso de tratamiento con DNasa

Ref.	Descripción	€
999625	Kit de preparación de ADN Arcis	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB