Illustra Columnas MicroSpin HR

cytiva

MicroSpin Columnas S-200 HR

- Para la purificación rápida de productos de PCR (› 50 bp)
- Separa los productos de la PCR, los cebadores y los nucleótidos residuales
- Protocolo en menos de 5 minutos

Ref.	Descripción	€
27-5120-01	MICROSPIN S-200 HR 50 columnas	**NC -**

MicroSpin Columnas S-300 HR

- Para la purificación rápida de productos de PCR (› 100 bp)
- Separa los productos de la PCR, los cebadores (‹20-mers) y los nucleótidos residuales
- Protocolo en menos de 5 minutos

Ref.	Descripción	€
27-5130-01	MICROSPIN S-300 HR 50 columnas	**NC -**

MicroSpin Columnas S-400 HR

- Para la purificación rápida de productos de PCR (› 200 bp)
- Separa los productos PCR, los cebadores (‹ 32-mers) y los nucleótidos residuales
- Protocolo en menos de 5 minutos

Ref.	Descripción	€
27-5140-01	MICROSPIN S-400 HR 50 columnas	**NC -**



Illustra GFX: purificación de productos PCR y bandas de GEL Cytiva

cytiva

- Purificación de ADN a partir de volúmenes de reacción de hasta 100 ml o tiras de gel de hasta 900 mg
- Recuperación : 60-80% de fragmentos de ADN procedentes de geles de agarosa - hasta el 95% para productos de PCR en solución
- Eliminación del 99,5% de los contaminantes

Ventajas :

+ flexibilidad del volumen de elución (10 µl a 50 µl) en función de las concentraciones de ADN deseadas;
+ 2 opciones de tampón de elución ;
+ el ADN limpiado puede utilizarse directamente para la secuenciación, la PCR*, el etiquetado, la digestión con enzimas de restricción o la clonación.

Aislamiento y concentración del fragmento de ADN (50 pb a 10 kb) de :

+ reacciones PCR ;
+ tiras de gel de agarosa con ADN ;
+ reacciones resultantes de las enzimas de restricción o modificación.

Ref.	Descripción	€
28-9034-70	GFX PCR* DNA, gel band purif, para 100 purificaciones	**NC -**
28-9034-71	GFX PCR* DNA, gel band purif, para 250 purificaciones	**NC -**



Kit de purificación de ADN para aplicaciones comunes GeneMATRIX

EURx MOLECULAR BIOLOGY PRODUCTS

- GeneMATRIX es una resina de nueva generación que une selectivamente los ácidos nucleicos a estructuras compuestas de sílice
- Para las aplicaciones más comunes de purificación de ADN lineal y circular:
  - Purificación del ADN de una reacción de PCR eliminando cebadores, nucleótidos, fragmentos cortos de ADN de doble cadena (› 20 pb) polimerasas...
  - Purificación de ADN hasta 10 kpb después de la migración en un gel de agarosa (TAE o TBE) mientras se eliminan colorantes como BET, EDTA, inhibidores enzimáticos...
  - Purificación de plásmidos de un cultivo bacteriano mientras se eliminan ARN, ADN monocatenario, enzimas, endotoxinas, lípidos...

Ref.	Descripción	€
220372	Kit de purificación de ADN para aplicaciones comunes, 50 reacciones	**NC -**
220373	Kit de purificación de ADN para aplicaciones comunes, 150 reacciones	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB