Columnas y microcolumnas

Micro Columnas ProbeQuant G-50

- Para la purificación rápida de ADN marcado (› 20 bases)
- Separa el ADN de los nucleótidos marcados no incorporados en un volumen entre 25 y 50 µl
- Compatible con microcentrífugas
- Protocolo en menos de 4 minutos

Ref.	Descripción	Envase	€
28-9034-08	PROBEQUANT™ G-50 MICRO COL	50 columnas	**NC -**

Columnas NICK

- Para la purificación rápida de ADN radiomarcado (≥ 20 bases)
- Separa el ADN de los nucleótidos marcados no incorporados en volúmenes de hasta 100 µl
- Columnas suministradas con Sephadex G-50 Grade y pre-equilibradas en agua destilada con 0,15% de Kathon CG/ICP Biocide

Ref.	Descripción	Envase	€
17-0855-01	NICK-COLUMNA 20	20 columnas	**NC -**
17-0855-02	NICK-COLUMNA 50	50 columnas	**NC -**

Microspin G-25 Columnas

- Procedimiento de purificación de la muestra de 10 a 100 µl
- 4 minutos de retraso entre el procesamiento de la muestra y la obtención de la purificación



Ref.	Descripción	€
27-5325-01	Microspin G-25 Columnas	**NC -**

Columnas NAP

- Para la purificación rápida y eficiente de ADN y oligonucleótidos (›10-mers) en menos de 15 min
- Depuración por gravedad
- Disponible en 3 formatos en función del volumen de la muestra: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) y 2,5 ml (NAP-25)



Ref.	Descripción	Envase	€
17-0852-01	NAP-25	20 columnas	**NC -**
17-0852-02	NAP-25	50 columnas	**NC -**
17-0853-01	NAP-5	20 columnas	**NC -**
17-0853-02	NAP-5	50 columnas	**NC -**
17-0854-01	NAP-10	20 columnas	**NC -**
17-0854-02	NAP-10	50 columnas	**NC -**

Sephadex G-50 and G-100 ADN Grade

- Polvo de Sephadex para la preparación de columnas
- Para la purificación del ADN
- El Sephadex G-50 DNA Grade puede utilizarse con las columnas Illustra AutoSeq G-50, ProbeQuant G-50, MicroSpin G-50 y NICK

Ref.	Descripción	Envase	€
17-0573-01	SEPHADEX G-50 DNA GRADE F	25 g	**NC -**
17-0573-02	SEPHADEX G-50 DNA GRADE F	100 g	**NC -**
17-0574-02	SEPHADEX G-100 DNA GRADE SF	100 g	**NC -**

Purificación por bolas magnéticas

Kit de purificación de productos PCR NucleoMag de Macherey-Nagel



- Kit de purificación de productos PCR
- Purificación por bolas magnéticas
- Kits compatibles con sistemas automáticos de purificación
- Para cantidades de muestra < 50 µl
- Para fragmentos con un tamaño de 150 pb a 10 kbp
- Volumen de elución de 25 a 100 µl



Descripción	Número de purificaciones	Ref.	€
Kit de purificación NucleoMag PCR	384	**872147**	**NC -**
	2304	**872148**	**NC -**


Kit de purificación de productos PCR GeneMAGNET

- Purificación de productos de PCR mediante bolas magnéticas
- Para los fragmentos de 100 pb a 15 kb
- Eliminación de bromuro de etidio, cebadores, enzimas, dNTPs, ARN



Ref.	Descripción	Número de purificaciones	€
220515	GeneMAGNET PCR Clean-Up	96	**NC -**

Purificación de fragmentos de PCR mediante bolas magnéticas







- Fácil de usar (sin centrifugación)
- Rápido (unión, lavado, elución: en un solo tubo)
- Depuración manual/robótica
- Elimina eficazmente dNTPS, enzimas, cebadores no incorporados y dímeros de cebadores

Ref.	Descripción	€
712271	AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 5 ml - 110 reacciones	**NC -**
712272	AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 50 ml - 1110 reacciones	**NC -**
712270	AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 250 ml - 5550 reacciones	**NC -**