Reactivos para Lamp-PCR Blue-LAMP kit

- Reactivos para Lamp-PCR, amplificación isotérmica a 65 °C
- Detección por colorimetría : Si la secuencia de ADN de interés está presente en la muestra, se producirá la amplificación y la solución se teñirá de azul al final de la reacción
- Requiere la adición de la muestra (500-0,05 ng de ADN/reacción) y los cebadores (no suministrados)

Contenido del kit :

+ Mezcla de reacción Blue-LAMP (2x)
+ Polimerasa BstLF
+ Control positivo (ADN Lambda y mezcla de cebadores)
+ Agua RNase free

NUEVO

Ref.	Descripción	€
220465	Kit Blue-LAMP, detección colorimétrica, 100 reacciones	NC -
220466	Kit Blue-LAMP, detección colorimétrica, 500 reacciones	NC -

Reactivos para Lamp-PCR Flo-LAMP kit

- Reactivos para Lamp-PCR, amplificación isotérmica a 65 °C
- Detección de fluorescencia mediante el marcador Flo (canal FAM o SYBR)
- Requiere la adición de la muestra (500-0,05 ng de ADN/reacción) y los cebadores (no suministrados)

Contenido del kit :

+ Mezcla de reacción Flo-LAMP
+ Polimerasa BstLF
+ Marcador fluorescente Flo
+ Control positivo (ADN Lambda y mezcla de cebadores)
+ Agua RNase free

NUEVO

Ref.	Descripción	€
220469	Kit Flo-LAMP, detección por fluorescencia, 100 reacciones	NC -
220470	Kit Flo-LAMP, detección por fluorescencia, 500 reacciones	NC -

Reactivos para RT-lamp Blue-LAMP kit

- Reactivos para RT-Lamp, amplificación isotérmica a 65 °C
- Detección por colorimetría : Si la secuencia de ARN de interés está presente en la muestra, se producirá la amplificación y la solución se teñirá de azul al final de la reacción
- Requiere la adición de la muestra (500-0,05 ng de ARN/reacción) y de los cebadores (no suministrados)

Contenido del kit :

+ Mezcla de reacción Blue-LAMP RT (2x)
+ Mezcla de enzimas Blue-Lamp RT
+ Polimerasa BstLF
+ Control positivo (ADN Lambda y mezcla de cebadores)
+ Agua RNase free

NUEVO

Ref.	Descripción	€
220467	Kit Blue-LAMP RT, detección colorimétrica, 100 reacciones	NC -
220468	Kit Blue-LAMP RT, detección colorimétrica, 500 reacciones	NC -

Reactivos para RT-lamp PCR Flo-LAMP kit

- Reactivos para Lamp-PCR, amplificación isotérmica a 65 °C
- Detección de fluorescencia mediante el marcador Flo (canal FAM o SYBR)
- Requiere la adición de la muestra (500-0,05 ng de ARN/reacción) y de los cebadores (no suministrados)

Contenido del kit :

+ Mezcla de reacción Flo-LAMP
+ Mezcla enzimática Flo-LAMP RT
+ Polimerasa BstLF
+ Marcador fluorescente Flo
+ Control positivo (ADN Lambda y mezcla de cebadores)
+ Agua RNase free

NUEVO

Ref.	Descripción	€
220471	Kit Flo-LAMP RT, detección por fluorescencia, 100 reacciones	NC -
220472	Kit Flo-LAMP RT, detección por fluorescencia, 500 reacciones	NC -

