5X HOT FIREPol® evagreen qPCR

Número de reacciones		250	5000
Volumen		1 ml	20 ml
5X Hot FIREPol® EVAGREEN qPCR MIX PLUS (ROX)	Ref.	755032	755034
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® EVAGREEN qPCR MIX PLUS (NO ROX)	Ref.	755035	755037
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® EVAGREEN qPCR MIX (CAPILLARY)	Ref.	755038	755040
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® EVAGREEN HRM MIX (NO ROX)	Ref.	755041	755043
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® EVAGREEN HRM MIX (ROX)	Ref.	755044	755046
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® EVAGREEN qPCR SUPERMIX	Ref.	755067	755069
	€	NC -	NC -



Mastermix qPCR 5x HOT FIREPol SolisGreen

- Mezcla para qPCR con Taq polimerasa Hot Start y marcador de ADN fluorescente SolisGreen
- Alta sensibilidad de detección
- Mezcla universal, compatible con la mayoría de los termocicladores ROX y no ROX
- Preparación de la reacción PCR a temperatura ambiente
- Estable 30 días a temperatura ambiente
- Almacenamiento 12 meses a -20 °C

Ref.	Descripción	€
755114	Mastermix qPCR 5x HOT FIREPol SolisGreen 1 ml	NC -
755116	Mastermix qPCR 5x HOT FIREPol SolisGreen 20 ml	NC -



qPCR base sonda

5X HOT FIREPol® PROBE qPCR



Número de reacciones		250	5000
Volumen		1 ml	20 ml
5X Hot FIREPol® PROBE qPCR MIX PLUS (ROX)	Ref.	755023	755025
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® PROBE qPCR MIX PLUS (NO ROX)	Ref.	755026	755028
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® PROBE qPCR MIX PLUS (CAPILLARY)	Ref.	755029	755031
	€	NC -	NC -
5X Hot FIREPol® PROBE GC qPCR MIX	Ref.	755078	755080
	€	NC -	NC -

Amplificación de ácidos nucléicos ADN/Fragments por PCR cuantitativo/sistema de sonda

Mezcla HOT FIREPol Multiplex qPCR 5X

- Mix para qPCR con sondas de hidrólisis (tipo TaqMan®) de 1 a 4 objetivos en la misma reacción
- Contiene el ADN polimerasa hot start HOT FIREPol
- Alta especificidad y sensibilidad
- Amplificación de objetivos de alto contenido en GC
- Mezcla que contiene dUTP para un posible tratamiento con Uracile N-glycosylase (no suministrado)
- Disponible sin o con un colorante para la normalización, ROX o Purple (canal Cy5)

Ref.	Descripción	€
755137	Mix HOT FIREPol Multiplex qPCR 5X, 1 ml, 250 reacciones	NC -
755139	Mix HOT FIREPol Multiplex qPCR 5X, 20 ml, 5000 reacciones	NC -
755140	Mix HOT FIREPol Multiplex qPCR (ROX) 5X, 1 ml, 250 reacciones	NC -
755142	Mix HOT FIREPol Multiplex qPCR (ROX) 5X, 20 ml, 5000 reacciones	NC -
755143	Mix HOT FIREPol Multiplex qPCR (Purple) 5X, 1 ml, 250 reacciones	NC -
755145	Mix HOT FIREPol Multiplex qPCR (Purple) 5X, 20 ml, 5000 reacciones	NC -

Master mix Multiplex qPCR (2X) y Master mix Multiplex qPCR (2X) con solución ROX

- Mix para qPCR multiplex con sondas de hidrólisis marcadas, para su uso con la mayoría de termocicladores en tiempo real
- Se pueden detectar hasta 5 objetivos simultáneamente en el mismo tubo (dependiendo del número de canales del termociclador utilizado)
- Contiene ADN polimerasa hot start onTaq, un tampón optimizado y los dNTPs (dTTP parcialemente reemplazado por dUTP)
- Uracile N-glicosilasa (UNG) thermolabile proporcionada para limitar el riesgo de contaminación cruzada (uso opcional)
- Disponible con colorante ROX (tubo separado) para la estandarización

Ref.	Descripción	€
220426	Multiplex qPCR master mix 2X 100 reacciones	NC -
220427	Multiplex qPCR master mix 2X 200 reacciones	NC -
220428	Multiplex qPCR master mix 2X 1000 reacciones	NC -
220429	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX solución 100 reacciones	NC -
220430	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX solución 200 reacciones	NC -
220431	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX solución 1000 reacciones	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB