





Marcador de peso molecular (ladder)

ClearLine®



NUEVO

Ref.	257739	257738	257740
€	NC -	NC -	NC -
Tamaño de los fragmentos	De 100 a 3000 pb	De 100 a 1000 pb	De 100 a 500 pb
Número de fragmentos	7	5	3
Fragmentos de doble intensidad	700 pb	500 pb	-
Concentración	24 µg/ml	19 µg/ml	12 µg/ml
Cantidad / Volumen	12 µg/500 µl	9,5 µg/500 µl	6 µg/500 µl
Vol. a utilizar/pocillos	5 µl (100 líneas/tubo)		
			
Listo para usar (incluye colorantes para el control de la migración y glicerina	Sí		
Tipo de colorante	Azul de bromofenol		

NIPPON Genetics EUROPE GmbH

523001	523002*	523319
NC -	NC -	NC -
100 – 10 000 bp	De 100 a 3000 pb	De 50 a 1500 pb
13	12	17
1000 y 3000 bp	500 y 1500 bp	200, 500 y 1200 bp
100 µg / ml		112 µg / ml
50 µg / 500 µl		56 µg / 500 µl
5 µl		
DNA Mass (ng/5 µl) Base Pares	DNA Mass (ng/5 µl) Base Pares	DNA Mass (ng/5 µl) Base Pares
		
1 % TAE agarose gel	1.5 % TAE agarose gel	2% TAE agarose gel
Sí		
Azul de bromofenol	Orange G y Xileno cianol	Orange G

SOLIS BIODYNE

Ref.	755083	755082*
€	NC -	NC -
Tamaño de los fragmentos	De 300 a 10000 bp	De 100 a 3000 pb
Número de fragmentos	13	12
Fragmentos de doble intensidad	-	
Concentración	0,1 µg / µl	
Cantidad / Volumen	50 µg / 500 µl	
Vol. a utilizar/pocillos	5 a 10 µl	
		
Listo para usar (incluye los colorantes de detección)	Sí	
Tipo de colorante	Azul de bromofenol y Xileno cianol FF	Azul de bromofenol

* Recomendado para determinar la presencia y el tamaño de los productos de la PCR.
** Incluye 1 ml de Loading Dye 6X (Xileno cianol FF, azul de bromofenol y naranja G).

Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

