






Marcador de peso molecular (ladder)

EURx® MOLECULAR BIOLOGY PRODUCTS

Ref.	220027	220028	220002	220003
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Tamaño de los fragmentos	500 a 10000 pb		De 250 a 10.000 pb	
Número de fragmentos	11		13	
Fragmentos de doble intensidad	1000 pb		1000 y 3000 pb	
Concentración	500 µg /ml		100 µg / ml	
Cantidad / Volumen	100 µg / 200 µl	500 µg / 1 ml	100 µg / 1 ml	500 µg /5 ml
Vol. a utilizar/pocillos	1 µl		5 µl	
				
Listo para usar (incluye los colorantes de detección)	No		Sí	
Tipo de colorante	NC			



Ref.	220031	220032	220025*	220026*	220033	220034	220000*	220001*	220004	220005
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Tamaño de los fragmentos	100 a 5000 pb		De 100 a 2500 pb		De 50 a 2000 pb		De 100 a 1000 pb		De 50 a 500 pb	
Número de fragmentos	8		13		8		10		5	
Fragmentos de doble intensidad	-		500 y 1000 pb		500 pb		500 pb		250 pb	
Concentración	-		125 µg / ml		40 µg / ml		50 µg / ml		28 µg /ml	
Cantidad / Volumen	NC/500 µl	NC/2,5 ml	50 µg /400 µl	250 µg /2 ml	40 µg /1 ml	200 µg / 5 x 1 ml	50 µg /1 ml	250 µg /2,5 ml	14 µg /500 µl	70 µg /2500 µl
Vol. a utilizar/pocillos	5 µl		5 µl = 625 ng de ADN		10 µl		10 µl		5 µl	
							
Listo para usar (incluye los colorantes de detección)	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí	
Tipo de colorante	NC									

* Recomendado para determinar la presencia y el tamaño de los productos de la PCR.
** Incluye 1 ml de Loading Dye 6X (Xileno cianol FF, azul de bromofenol y naranja G).