Tampón de carga, glicerol y azul de bromofenol

Tampón de carga

ClearLine

- Listo para usar
- Para ADN y ARN en gel de poliacrilamida y agarosa



NUEVO

Ref.	Descripción	Colorante para el control de la migración	Posición del colorante en relación con las muestras (gel de agarosa al 1%)	Concentración	Envase	€
257752	Tampón de carga cian	Xileno Cianol FF	800 - 1000 pb	5X	5 tubos de 1 ml	**NC -**
257754	Tampón de carga rojo	Rojo de cresol	500 - 800 pb	5X	5 tubos de 1 ml	**NC -**
257751	Tampón de carga azul	Azul de bromofenol	300 - 500 pb	5X	5 tubos de 1 ml	**NC -**
257753	Tampón de carga naranja	Orange G	50 - 150 pb	5X	5 tubos de 1 ml	**NC -**

Tampón de carga

EURx MOLECULAR BIOLOGY PRODUCTS

- Listo para usar
- Para ADN y ARN en gel de poliacrilamida y agarosa

NUEVO

	Tampón de carga 6X azul	Tampón de carga 6X verde	Tampón de carga 6X amarillo	Tampón de carga 6X naranja
Tris-HCL	pH 8,0, 100 mM			pH 7,6, 10 mM
Colorante	Xileno Cianol, azul de bromofenol	Xileno Cyanol, EURx Yellow	EURx Yellow	Xileno Cyanol, orange G
Glicerol	30 %			60 %
EDTA, pH 8,0	100 mM			60 mM
Envase	5 tubos de 1 ml			
Ref.	**220179**	**220181**	**220182**	**220180**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tampones de carga para geles

Genetics

- Listo para usar
- Calibrado para dar bandas netas
- Concentrados para reducir el volumen de carga
- Para ADN y ARN en gel de poliacrilamida y agarosa

Ref.	Descripción	Vol. (ml)	€
523259	Ready to use 5X NA loading buffer	10	**NC -**

Tampón de carga de 3 colorantes TRIDYE

- Para ADN en gel de poliacrilamida y agarosa
- Permite optimizar la migración en función del tamaño de los fragmentos previstos
- Composición Tris-HCL pH 7,6 (10 mM), EDTA pH 8 (60 mM), Cianol de xileno (0,03 %), Azul de bromofenol (0,03 %), Orange G (0,15 %), glicerol (60 %)

NUEVO

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
220446	Tampones de carga TRIDYE 6X, 1 ml	5	**NC -**

Glicerol estéril

Ref.	Descripción	Envase	€
091535	Glicerol estéril	250 ml	**NC -**

Tampones de carga ADN 6x

- Cuatro tampones de carga de colores
- Potenciador de matrices ricas en GC
- $MgCl_2$

Ref.	Descripción	€
755124	Tampón de carga ADN 6x azul, para gel de agarosa y poliacrilamida, 1 ml	**NC -**
755125	Tampón de carga ADN 6x azul, para gel de agarosa y poliacrilamida, 10 ml	**NC -**
755130	Tampón de carga ADN 6x doble azul para gel de agarosa y poliacrilamida, 1 ml	**NC -**
755131	Tampón de carga ADN 6x doble azul para gel de agarosa y poliacrilamida, 10 ml	**NC -**
755108	Tampón de carga ADN 6x naranja azul, 1 ml	**NC -**
755109	Tampón de carga ADN 6x naranja azul, 10 ml	**NC -**
755132	Tampón de carga ADN 6x naranja para gel de agarosa y de poliacrilamida, 1 ml	**NC -**
755133	Tampón de carga ADN 6x naranja para gel de agarosa y de poliacrilamida, 10 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB