Frasco cuentagotas bromuro de etidio

Para una adición fácil y segura de BET a las soluciones de tinción. Añadir una gota por cada 50 ml de solución para obtener una concentración de 0,5 µg/ml. Se entrega en un frasco doble: resistente al agua y con protección UV.



Ref.	Descripción	€
4905006	Frasco cuentagotas 10 ml bromuro de etidio	NC -

Bromuro de etidio 1 %

Ref.	Descripción	€
348462	Bromuro de etidio - Solución 1 % biochemica 25 ml	NC -

Bromuro de etidio 0,07 %

- Concentración 0,7 mg/ml
- Frasco cuentagotas para un uso más fácil y seguro



Ref.	Descripción	€
348661	Solución de bromuro de etidio (0,07%) 5 ml	NC -
672386	Solución de bromuro de etidio (0,07%) 15 ml	NC -

Colorante SmartGlow


- Alternativa al bromuro de etidio
- Excitación mediante luz ultravioleta (290 nm) y luz azul (490 nm)
- Almacenamiento a 4 °C
- Coloración más sensible que el BET

SmartGlow PS

+ Uso similar al de BET
+ Añadir al gel de agarosa o acrilamida (5 µl por 100 ml de gel de agarosa)
+ Emite fluorescencia verde (520 nm) cuando se une al ADN de cadena doble o simple y roja cuando se une al ARN (635 nm)
+ 0,1-0,3 ng detectados por banda de ácido nucleico

SmartGlow LD


+ Se añade a la muestra antes de la deposición del gel
+ Emite fluorescencia verde (520 nm) cuando se une al ARN o al ADN de cadena doble o simple
+ Concentrado 6x
+ 0,2-0,6 ng detectados por banda de ácido nucleico
+ Tampón de carga y azul de bromofenol incluidos



Ref.	Descripción	€
062665	SmartGlow PS 1 ml	NC -
062661	SmartGlow PS muestra 40 µl	NC -
062664	SmartGlow LD 1 ml	NC -
062660	SmartGlow LD muestra 20 µl	NC -

Colorante de ADN para gel DNAzure blue

- Colorante visible a simple vista después de 5 a 30 minutos de exposición a la luz
- Ultrasensible, visualización de bandas hasta 1 ng de ADN
- Escisión de las bandas de interés sin el uso de una lámpara UV
- Colorante compatible con el uso posterior del ADN para la secuenciación y la clonación
- No se recomienda el uso de azul de bromofenol (que se encuentra en algunos tampones de carga), es preferible utilizar el naranja G
- Posibilidad de tomar fotos sin captador de imágenes



Ref.	Descripción	€
461094	Colorante para gel DNAzure blue nucleic acid 100 X, 10 ml	NC -

Astucia

Encuentre el iluminador de luz blanca para el gel proteico SlimWhite: pág 200

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB