Tampón absorbente de carbón activado para colorantes fluorescentes



- Tampón absorbente de carbón activado para la eliminación rápida de colorantes fluorescentes como el bromuro de etidio, GelGreen y GelRed, y Sybr Safe
- Capacidad máxima de absorción : 10 mg de bromuro de etidio
- Absorción de colorantes en sólo 4 horas con agitación constante

Ref.	Descripción	€ 25 unid.
461151	Tampón absorbente para colorantes fluorescentes	**NC -**

Agarosa

Agarosa en polvo de grado de biología molecular



- Agarosa ultra pura con bajo ruido de fondo
- Fácil de disolver
- Puede utilizarse en bajas concentraciones (0,75 - 2%)
- Ideal para la separación de fragmentos de 250 pb a 25 kb
- Fuerza del gel : < 1000 g/cm (1 %), > 2000 g/cm (1,5 %)
- Claridad: < 4 NTU

Ref.	Descripción	€
523277	Agarosa 100 g	**NC -**
523278	Agarosa 500 g	**NC -**

Agarosa básica

- Se utiliza para la separación de fragmentos de ADN y ARN en concentraciones que van del 0,8 al 2%

Ref.	Descripción	€
348376	Agarosa 500 g	**NC -**

Pastillas de agarosa



- Agarosa de baja electroendosmosis (EEO) para separaciones rápidas de ADN o ARN
- Adecuado para geles de 0,75% a 2% y separaciones de fragmentos de 250 pb a 23 kb
- Disolución inicial del pellet durante 2 minutos a temperatura ambiente
- Proporciona ahorro de tiempo y reproducibilidad para la producción de geles

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
523275B	Pastillas de agarosa	100	**NC -**

Pastillas de agarosa con o sin tampón TAE/TBE y Midori Green Advance



- Pastilla suficiente para 50 ml de gel de agarosa al 1 % con o sin tampón TAE/TBE, preteñido con Midori Green Advance
- Disolver en agua ultra pura antes de calentarla en el microondas
- Solución todo en uno, que ahorra tiempo y mejora la reproducibilidad durante la preparación del gel
- El Midori Green Advance es una alternativa no carcinogénica al bromuro de etidio para el marcado de ácidos nucleicos
- Almacenamiento a temperatura ambiente

Ref.	Descripción	€
523406	75 pastillas de agarosa, TAE y Midori Green Advance	**NC -**
523407	100 pastillas de agarosa y Midori Green Advance	**NC -**