
## Guía de elección de agarosas para biología molecular




## Aplicaciones especiales:

| | |
|---|---|
| **Agarosa D5** | Agarosa de alta fuerza de gel recomendada para ácidos nucleicos de alto peso molecular (> 1000 pb), incluidos cromosomas y moléculas de gran tamaño (virus, ribosomas), y para electroforesis de campo pulsado |
| **Agarosa FPDNA** | Aplicaciones que requieren la mejor reproducibilidad lote a lote en términos de calidad y rendimiento, ideal para medicina forense y control de calidad |
| **Agarosa D1 Medium EEO** | Para electroforesis de ácidos nucleicos, proteínas séricas e inmunoelectroforesis |
| **Agarosa D1 High EEO** | Para electroforesis de proteínas séricas, electroforesis en contracorriente y electrosíntesis |
| **Agarosa D2** | Alta temperatura de gelificación (42 ± 1,5°C), alta estabilidad térmica para aplicaciones de derivatización, reticulación, acoplamiento de enzimas, antígenos u otras sustancias moléculas a la estructura del gel |

## Agarosa Condalab para Biología Molecular

Condalab

DNasa RNasa

| Características | | | | | Envase | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | EEO | Fuerza del gel (g/cm²) | Temp. de gelificación | Temp. de fusión | 50 g | | 100 g | | 250 g | | 500 g | | 1000 g | |
| | | | | | Ref. | € | Ref. | € | Ref. | € | Ref. | € | Ref. | € |
| D1 Low EEO | 0,05 - 0,13 | ≥ 1200 (1 %) | 36± 1,5 °C (1,5 %) | 88 ± 1,5 °C (1,5 %) | - | - | 777001 | NC - | 777002 | NC - | 777003 | NC - | 777004 | NC - |
| D1 Medium EEO | 0,16 - 0,19 | ≥ 1000 (1 %) | | | 778603 | NC - | 777008 | NC - | 777009 | NC - | 777010 | NC - | 777011 | NC - |
| D1 High EEO | 0,23 - 0,26 | ≥ 750(1 %) | | | 778606 | NC - | 777012 | NC - | 777013 | NC - | 777014 | NC - | 777015 | NC - |
| D1 Low EEO GQT | 0,05 - 0,13 | ≥ 1200(1%) | | | 778604 | NC - | 777005 | NC - | 777006 | NC - | 777007 | NC - | 778508 | NC - |
| D2 | ≤ 0,14 | ≥ 900 (1%) | 42 ± 1,5 °C (1,5 %) | 87 ± 1,5 °C (1,5 %) | 778607 | NC - | 777016 | NC - | 777017 | NC - | 777018 | NC - | 778509 | NC - |
| D5 | ≤ 0,12 | ≥ 1800 (1 %) | 36 ± 1,5 °C (1,5 %) | 88 ± 1,5 °C (1,5 %) | 778602 | NC - | 777019 | NC - | 777020 | NC - | 777021 | NC - | 778510 | NC - |
| FP DNA | ≤ 0,13 | ≥ 1400 (1 %) | 36 ± 1,5 °C (1,5 %) | 88 ± 1,5 °C (1,5 %) | 778601 | NC - | 777022 | NC - | 777023 | NC - | - | - | 778515 | NC - |
| E | NC | ≥ 1000 (1%) | 36 ± 1,5 °C (1,5 %) | 88 ± 1,5 °C (1,5 %) | 778565 | NC - | 778566 | NC - | 778519 | NC - | 778567 | NC - | 777531 | NC - |
| LM | ≤ 0,12 | ≥ 500 (1,5 %) | ≤ 24-28 °C (1,5 %) | ≤ 65 °C (1,5 %) | 777025 | NC - | 777026 | NC - | 777027 | NC - | 777028 | NC - | 778511 | NC - |
| LM GQT | ≤ 0,12 | ≥ 500 (1,5 %) | ≤ 24-28 °C (1,5 %) | ≤ 65 °C (1,5 %) | 777029 | NC - | 777030 | NC - | 777031 | NC - | 778600 | NC - | 778516 | NC - |
| LM SIEVE GQT | ≤ 0,10 | ≥ 1000 (4 %) | ≤ 35 °C (4 %) | ≤ 65 °C (4 %) | 777032 | NC - | 777033 | NC - | 777034 | NC - | 777035 | NC - | 778517 | NC - |
| MS4 | ≤ 0,12 | ≥ 500 (3 %) | ≤ 31 °C (3 %) | ≤ 76 °C (3 %) | 777046 | NC - | 777047 | NC - | 777048 | NC - | 777049 | NC - | 778514 | NC - |
| MS6 | ≤ 0,12 | ≥ 800 (3 %) | ≤ 35 °C (3 %) | ≤ 75 °C (3 %) | 777050 | NC - | 777051 | NC - | 777052 | NC - | 777053 | NC - | 778507 | NC - |
| MS8 | ≤ 0,12 | ≥ 600 (1,5 %) | ≤ 35 °C (3 %) | ≤ 80 °C (3 %) | 777054 | NC - | 777055 | NC - | 777056 | NC - | 777057 | NC - | 778512 | NC - |
| MS12 | ≤ 0,12 | ≥ 2000 (1,5 %) | ≤ 40,5 °C (4 %) | ≤ 93 °C (4 %) | 777058 | NC - | 777059 | NC - | 777060 | NC - | 777061 | NC - | 778513 | NC - |

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB