Proteínas /Enriquecimiento de proteínas / Proteínas no marcadas

Cytiva SpinTrap™ y MultiTrap™ enriquecimiento proteico por inmunoprecipitación


MultiTrap

Columnas con ligandos inmovilizados.

- Aumento de la señal de la proteína de interés
- Facilita el análisis
- Ahorra tiempo y produce mejores resultados

2 formatos:

+ SpinTrap: tubos de centrifugado;
+ MultiTrap: formato de 96 pocillos.

Ref.	Descripción	Envase	€
28-9031-32	Proteína A HP SpinTrap	16 columnas	**NC -**
28-9031-33	Proteína A HP MultiTrap	4 placas	**NC -**
28-9031-34	Proteína G HP SpinTrap	16 columnas	**NC -**
28-9135-67	Proteína A G HP SpinTrap Buffer kit	1 kit (16 reacciones)	**NC -**
28-9031-35	Proteína G HP MultiTrap	4 placas	**NC -**
28-9031-31	Streptavidine HP MultiTrap	4 placas	**NC -**


SpinTrap

Bolas magnéticas Cytiva Sera-Mag y Sera-Mag SpeedBeads

- Separación por bolas magnéticas

Sera-Mag y Sera-Mag SpeedBeads

NUEVO





- Microestructura tridimensional que maximiza el área de unión para una mayor capacidad
- Versión de Sera-mag SpeedBeads con una capa adicional de magnetita que reacciona más rápidamente a un campo magnético para una separación más rápida
- Aplicación: purificación de ácidos nucleicos, preparación de muestras, diagnóstico, inmunoprecipitación y pull-down
- Tamaño de bolas 1 µm
- Rendimiento: medio

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Volumen	€
19152104010150	Bolas Sera-Mag Speedbead bloqueadas con aminas	Purificación del ácido nucleico, bloqueo de la superficie mediante un método exclusivo para minimizar la unión no específica de las proteínas	5 ml	**NC -**
21152104010150	Bolas Sera-Mag Speedbead bloqueadas con aminas	Alta afinidad para las moléculas objetivo biotiniladas, mínima adsorción no específica	5 ml	**NC -**
24152105050250	Bolas Sera-Mag modificada con carboxilato hidrofílico	Purificación de ácidos nucleicos, grupos carboxílicos injertados en la superficie para el acoplamiento covalente de moléculas objetivo a través de sus aminas primarias (NH2)	15 ml	**NC -**
800349	Bolas Sera-Mag modificadas con carboxilato hidrofílico		15 ml	**NC -**
29-1029-44	Bolas Sera-Mag Speedbead recubierto de proteína A/G	Purificación simultánea de anticuerpos IgA e IgG	5 ml	**NC -**
800338	Bolas Sera-Mag recubiertas de estreptavidina, capacidad de unión 2500 a 3500 pmol/mg	Para moléculas objetivo biotiniladas	5 ml	**NC -**
800341	Bolas Sera-Mag recubiertas de estreptavidina, capacidad de unión de 3500 a 4500 pmol/mg		5 ml	**NC -**
800344	Bolas Sera-Mag recubiertas de estreptavidina, capacidad de unión de 4500 a 5500 pmol/mg		5 ml	**NC -**
800346	Bolas recubiertas de Sera-Mag Oligo(dT)	Para la extracción de ARNm (compatible con RT-PCR, construcción de bibliotecas de ADNc, chips de ADNc, purificación por afinidad, extensión de cebadores)	5 ml	**NC -**
29-3430-45	Sera-Mag Select	Purificación de productos PCR, selección de tamaño de ácidos nucleicos	5 ml	**NC -**

SeraSil-Mag



- Bolas superparamagnéticas con revestimiento de sílice, estructura
- Aplicación: aislamiento de ácido nucleico de alto rendimiento para muestras sensibles
- Tamaño de bolas 700 nm y 400 nm
- Rendimiento: alto

Ref.	Descripción	Volumen	€
29-3573-69	SeraSil-Mag 400	5 ml	**NC -**
29-3573-71		60 ml	**NC -**
29-3573-73	SeraSil-Mag 700	5 ml	**NC -**
29-3573-74		60 ml	**NC -**