Proteínas / Cromatografía / Proteínas marcadas / Fusión de poli-histidina

Kit de purificación de proteínas Protino Ni-NTA Macherey-Nagel

- Purificación de proteínas marcadas con poli-histidina mediante cromatografía de afinidad
- Para todo tipo de proteínas (proteínas pequeñas, grandes complejos proteicos, proteínas con bajos niveles de expresión)
- Purificación en condiciones nativas o desnaturalizantes
- Matriz : Suspensión de agarosa al 6% (reticulada), cargada de Ni^{2+}

Descripción	Formato	Envase	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Matriz de purificación Protino Ni-NTA Agarosa	Suspensión	25 ml	872246	1	NC -
		100 ml	872245	1	NC -
		500 ml	872247	1	NC -
Kit de purificación Protino Ni-NTA columna 1 ml	FPLC1	Columna de 1 ml	872248	5	NC -
Kit de purificación Protino Ni-NTA columna 5 ml	FPLC5	Columna de 5 ml	872249	1	NC -
			872250	5	NC -



Columnas HisTrap™ : purificación de proteínas de fusión poly His



HisTrap HP (High Performance): recomendada para la purificación de proteínas de poli-histidina tras la filtración de la muestra. Tamaño de grano 34 µm.
HisTrap FF Crude : útil para capturar proteínas de poli-histidina sin filtración previa de la muestra.
HisTrap FF (Fast Flow): recomendada para purificar proteínas de polihistidina a partir de grandes volúmenes de muestra filtrada. Tamaño de grano 90 µm.

Ref.	Descripción	Matriz	Formato	Cdt	€
17-5248-01	HisTrap HP	Ni Sepharose HP	Columna de 5 ml	1 columna	NC -
17-5248-02	HisTrap HP	Ni Sepharose HP	Columna de 5 ml	5 columnas	NC -
17-5247-01	HisTrap HP	Ni Sepharose HP	Columna de 1 ml	5 columnas	NC -
28-4009-89	His MultiTrap HP	Ni Sepharose HP	Placa 96 pocillos	4 placas	NC -
28-4013-53	HIS SPINTRAP	Ni Sepharose HP	Columnas de microcentrífuga 100 µl	50 columnas	NC -
17-5255-01	HisTrap FF	Ni Sepharose 6 FF	Columna de 5 ml	5 columnas	NC -
17-5319-01	HisTrap FF	Ni Sepharose 6 FF	Columna de 1 ml	5 columnas	NC -
28-4009-90	His MultiTrap FF	Ni Sepharose 6 FF	Placa 96 pocillos	4 placas	NC -
11-0004-58	HisTrap FF CRUDE	Ni Sepharose 6 FF	Columna de 1 ml	5 columnas	NC -
17-5286-01	HisTrap FF CRUDE	Ni Sepharose 6 FF	Columna de 5 ml	5 columnas	NC -
11-0033-99	His GraviTrap	Ni Sepharose 6 FF	Columna de 1 ml	10 columnas	NC -
28-9321-71	His SpinTrap Kit	Ni Sepharose HP	Columna His SpinTrap + His Buffer Kit	Para 50 purificaciones	NC -

* + tampones para la purificación de proteínas de fusión poli His

TALON® Superflow™ y HiTrap™ TALON® Crude



Resina TALON®, para la separación de proteínas marcadas con histidina. Resina a base de cobalto para la cromatografía de afinidad de metales inmovilizados (IMAC).
Esta resina permite la purificación de proteínas en condiciones nativas y desnaturalizadas cuando el ion Ni^{2+} no es la solución adecuada como metal quelante.

- Para la concentración de proteínas poli-histidina
- Disponible en botellas de 10 o 50ml Superflow™ o en columna HiTrap™ listas para usar
- Columnas HiTrap™ compatibles con una simple jeringa o cualquier sistema de cromatografía de baja, media o alta presión
- Columnas HiTrap™ equipadas con una entrada hembra 1/16" y una salida macho 1/16", posibilidad de conectar unas columnas con otras

Ref.	Descripción	€
28-9537-66	HiTrap™ TALON® Crude 5 x 1 ml	NC -
28-9537-67	HiTrap™ TALON® Crude 5 x 5 ml	NC -
28-9574-99	TALON® Superflow™ 10 ml	NC -
28-9575-02	TALON® Superflow™ 50 ml	NC -

Columnas HisTrap ™ EXCEL®

Las columnas HisTrap™ EXCEL, pre-envasadas con el gel Ni Sepharose EXCEL, están específicamente dedicadas a la captura y la purificación de las proteínas marcadas histidina liberadas en células eucarióticas.

Ref.	Descripción	€
17-3712-05	HisTrap™ EXCEL 5 x 1 ml	NC -
17-3712-06	HisTrap™ EXCEL 5 x 5 ml	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB