
Marcador de peso molecular (ladder)


ECL DualVue western markers



- Para proteínas de 15 a 150 kDa, mezcla de 3 marcadores teñidos a 15, 16 y 100 kDa, adecuada para la detección en gel y membranas, cantidad suficiente para 25 geles estándar

Ref.	Descripción	€
RPN810	ECL dualvue western markerS	NC -

Marcadores de proteínas



Marcador de proteínas Azul/Rojo/Verde

- De 10 a 180 kDa
- Listo para usar, entregado en el tampón de carga
- Banda de 28 kDa de color verde, banda de 75 kDa de color naranja
- Marcadores compatibles con la técnica de membrana
- Cantidad suficiente para 100 minigeles

Ref.	Descripción	€
523005	Marcador de proteínas Azul/Rojo/Verde (500 µl)	NC -

Marcadores Rainbow

Marcadores low range

- RPN755 E : Proteínas de 3,5 a 38 kDa, utiliza 7 proteínas y 5 colores diferentes, suficientes para 50 mini geles. Transferible a las membranas
- 17-0446-01 : proteínas de 14,4 a 97 kDa, banda visualizable mediante tinción con azul coomassie o nitrato de plata. Cantidad suficiente para 10 usos


Marcadores full range

- 10 proteínas distintas de 6 colores diferentes (de 12 KDa a 225 KDa)
- 250 µl(equivalente al uso para 50 mini geles). Transferible a las membranas

Marcadores high range

- RPN756 E : proteínas de 12 a 225 kDa, utiliza 8 proteínas y 6 colores diferentes, suficiente para 50 mini geles. Transferible a las membranas

Ref.	Descripción	€
RPN755E	Marcadores de peso molecular Rainbow - low range	NC -
RPN756E	Marcadores de peso molecular Rainbow - high range	NC -
RPN800E	Marcadores de peso molecular Rainbow - full range	NC -
17-0446-01	Kit de calibración low molecular weight para electroforesis	NC -



Marcadores de peso molecular : Amersham ECL Plex™ Fluorescent Rainbow™ Markers

- Optimizado para su uso con los sistemas de detección ECL Plex
- Las bandas son visibles en geles y membranas, pero también en imágenes fluorescentes con Cy3 y Cy5
- Para proteínas de 12 a 225 kDa
- Adecuado para la detección múltiplex
- RNP 850 E : para 12 mini geles / RPN 851E : para 50 mini geles

Ref.	Descripción	€
RPN850E	Marcador de peso molecular fluorescente ECL PLEX rainbow 120 µl	NC -
RPN851E	Marcador de peso molecular fluorescente ECL PLEX rainbow 500 µl	NC -


Kit de calibración HMW

- Proteínas de 66 a 669 kDa, banda visualizable mediante tinción con azul coomassie o nitrato de plata. Cantidad suficiente para 10 usos

Ref.	Descripción	€
17-0445-01	Kit de calibración HMW	NC -

Marcador de proteínas BlueStar PLUS azul/rojo/verde de 5 a 245 kDA

- De 5 a 245 kDa
- Listo para usar, entregado en tampón de carga
- 13 tiras finas
- Tira de 25 kDa de color verde
- Tira de 75 kDa de color rojo
- Marcador compatible con el blotting sobre membrana
- Cantidad suficiente para 100 minigeles



Ref.	Descripción	€
523272	Marcador BlueStar PLUS azul/rojo/verde (500 µl)	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB