Glicerol estéril

Ref.	Descripción	Envase	€
091535	Glicerol estéril	250 ml	NC -

Colorante y blanqueador

Colorante para proteínas en una etapa Coomassie Nano

BIO-HELIX



- Tinción rápida de proteínas en un paso sobre gel de poliacrilamida
- Un solo paso (no hay pasos de fijación, calentamiento o lavado)
- Sin metanol ni ácido acético, compatible con la espectrometría de masas



Ref.	Descripción	€
255009	Azul de Coomassie Nano, 500 ml	NC -

Tinción con azul de Coomassie coloidal Quick Coomassie stain

- Tinción rápida de proteínas en un solo paso sobre gel de poliacrilamida
- Muy bajo ruido de fondo, amplio rango lineal para la cuantificación precisa de proteínas
- Visualización de proteínas minoritarias, hasta 5 ng
- Sin disolventes orgánicos ni ácido fosfórico
- Se puede utilizar hasta tres veces
- Solución estable durante un año a temperatura ambiente

Ref.	Descripción	€
115848	Solución de tinción Quick Coomassie stain	NC -

Bolsa de decoloración





- Para la eliminación rápida de los colorantes en soluciones de tinción para geles
- A base de carbón activado, para la absorción de colorantes como el azul de Coomassie o el bromuro de etidio
- Agitar suavemente para obtener los mejores resultados
- Capacidad máxima de adsorción : 5 mg de etidio
- En 12 horas, una bolsa elimina el 99% de un colorante concentrado a 0,5 µg/ml

Ref.	Descripción	€ 25 unid.
4905007	Bolsa de decoloración	NC -

Preparación de geles de acrilamida y agarosa

Solución de acrilamida, bis-acrilamida, persulfato de amonio, Tween y TEMED

Ref.	Descripción	€
091508	Acrilamida/Bis-acrilamida 19:1, 1 l	NC -
091511	Acrilamida/Bis-acrilamida 29:1, 500 ml	NC -
348860	Acrilamida/Bis-acrilamida 37,5:1, 500 ml	NC -
091512	Acrilamida/Bis-acrilamida 2%, 250 ml	NC -
348387	APS (Persulfato de amonio) 100 g	NC -
348637	Tween 20 grado de biología molecular 500 ml	NC -

Agarosas compatibles con la electroforesis de proteínas

Agarosa de baja electroendosmosis

Ref.	Envase	€
777001	100 g	NC -
777002	250 g	NC -
777003	500 g	NC -
777004	1 Kg	NC -

Agarosa de calidad genética probada

Ref.	Envase	€
777005	100 g	NC -
777006	250 g	NC -
777007	500 g	NC -

Medio de electro-endosmosis agarosa

Ref.	Envase	€
777008	100 g	NC -
777009	250 g	NC -
777010	500 g	NC -
777011	1 Kg	NC -

Electroendosmosis elevada

Ref.	Envase	€
777012	100 g	NC -
777013	250 g	NC -
777014	500 g	NC -
777015	1 Kg	NC -