Geles prefabricados para la electroforesis de proteínas

Gel de poliacrilamida preparado Fastgene

- Gel de electroforesis de alta resolución, resultado reproducible
- Concentración fija o en gradiente de concentración de poliacrilamida
- Electroforesis en condiciones nativas o desnaturalizantes según el tampón de migración utilizado
- Gel de 1 mm de espesor, formato de 12 pocillos para depositar hasta 45 µl de muestra por pocillo
- Para utilizar con el tampón MOPS
- Geles de 10 x 8 cm compatibles con Hoefer SE250 y SE260, Nippon Genetics FastGene Protein Chamber, Biorad Mini Protean 2, 3 y Tetra System



Dimensiones de casetes (L x An) (cm)		10 x 8 12 pocillos	
Gel %	Tamaño de proteínas (kDa)	Ref.	€
4 - 12	10 - 200	**523383**	**NC -**
4 - 20	10 - 250	**523385**	**NC -**
8 - 16	20 - 250	**523387**	**NC -**
12	6,5 - 200	**523381**	**NC -**

Tampón para la migración en condiciones de desnaturalización

Ref.	Descripción	Unid./caja	€ caja
523389	Bolsa de tampón FastGene en polvo para hacer un litro de tampón MOPS	10	**NC -**

Gel preparado de poliacrilamida ServaGel™

- Gel de poliacrilamida listo para usar, resultados reproducibles
- Electroforesis de alta resolución en condiciones nativas o desnaturalizantes
- Dimensiones del casete (L x An) : 10 x 10 cm
- Gel de 1 mm de espesor, formato de 10, 12 o 15 pocillos, distancia de separación de 7 cm
- Compatible con cubetas Serva BlueBertical Prime, Hoefer SE260, SE300,...



Serva Gel TG (tris-glicina) PRIME

- Para electroforesis vertical estándar o rápida 1D o 2D (aprox. 35 minutos)
- Separación de proteínas de 3 a 200 kDa
- Disponible en concentración fija o en gradiente de poliacrilamida
- Para utilizar con el tampón de migración de Laemmli

			1D				2D	
			10 pocillos	12 pocillos	15 pocillos			
			Volumen máximo por pocillo (µl)					
			50	35	20			
Gel %	Tamaño proteínas en gel 1D (kDa)	N° de geles	Ref.	Ref.	Ref.	€	Ref.	€
4 -12	30 - 300	10	**115830**	**115955**	**115957**	**NC -**	-	-
4 - 20	6 - 200	10	**115832**	**115959**	**115961**	**NC -**	-	-
8 - 16	20 - 250	2	-	-	-	-	**215434**	**NC -**
		10	**115834**	**115963**	**115965**	**NC -**	-	-
8	40 - 250	2	-	-	-	-	-	-
		10	**115822**	**115939**	**115941**	**NC -**	-	-
10	30 - 200	2	-	-	-	-	**215436**	**NC -**
		10	**115824**	**115943**	**115945**	**NC -**	-	-
12	20 - 150	2	-	-	-	-	-	-
		10	**115826**	**115947**	**115949**	**NC -**	-	-
14	10 - 100	2	-	-	-	-	**215438**	**NC -**
		10	**115828**	**115951**	**115953**	**NC -**	-	-

Tampones de migración Laemmli para SDS-PAGE

Ref.	Descripción	Cdt	€
115908	Tampón Laemmli 10X para SDS-PAGE	2 l	**NC -**
215431	Tampón Laemmli 10X para SDS-PAGE	10 l	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB