Membranas y papeles blotting para ácidos nucleicos

Papeles de blotting Whatman™

Especificaciones

Modelo	Espesor	Superficie	Absorción	Aplicaciones
3MMCHR	Esp. 0,34 mm	Liso	Mediana	Papel de blotting y cromatografía
GB003	Esp. 0,8 mm	Liso	Mediana	Soporte de gel
GB005	Extra grosor 1,2 mm	Liso	Fuerte	Extra blotting semiseco

Papel 3MM CHR

Una excelente resistencia a la humedad, un grosor optimizado y una muy buena capacidad de absorción hacen que Whatman 3MM Chr sea el papel elegido para todas las aplicaciones de blotting.
3MM Chr: papel de 0,34 mm de grosor muy utilizado en cromatografía y electroforesis. La velocidad de absorción es de 130 mm / 30 min.

Ref.	Dimensiones	Unid./ caja	€/ caja
	Rollo (mm x m)		
036081	20 x 100	1 rollo	NC -
036082	100 x 100	1 rollo	NC -
036083	150 x 100	1 rollo	NC -
036084	190 x 100	1 rollo	NC -
036085	230 x 100	1 rollo	NC -
036086	270 x 100	1 rollo	NC -
	Hojas (mm x mm)		
036562	150 x 200	100	NC -
036344	200 x 200	100	NC -
036088	315 x 355	100	NC -
036347	460 x 570	100	NC -
036090	580 x 680	100	NC -

Papel blotting GB003

Papel de uso general con muy alta absorción.

Ref.	Modelo Opitran	Dim. (mm)	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
034870	GB 003	70 x 100	Papel blotting, liso, 0,8 mm	100	NC -
034869	GB 003	110 x 140	Papel blotting, liso, 0,8 mm	100	NC -
034826	GB 003	300 x 600	Papel blotting, liso, 0,8 mm	25	NC -
034827	GB 003	580 x 600	Papel blotting, liso, 0,8 mm	50	NC -
034825	GB 003	100 x 100	Papel blotting, liso, 0,8 mm	50	NC -
034848	GB 003	150 x 150	Papel blotting, liso, 0,8 mm	100	NC -
034849	GB 003	150 x 200	Papel blotting, liso, 0,8 mm	100	NC -
034850	GB 003	160 x 180	Papel blotting, liso, 0,8 mm	100	NC -
034851	GB 003	200 x 200	Papel blotting, liso, 0,8 mm	100	NC -
034867B	GB 003	200 x 250	Papel mecha, rugoso, 1,0 mm	100	NC -
034855	GB 003	460 x 570	Papel blotting, liso, 0,8 mm	100	NC -



Papel blotting GB005

- Se utiliza para limitar el riesgo de atrapar burbujas de aire
- Recomendado para el blotting semiseco de proteínas

Ref.	Modelo Opitran	Dim. (mm)	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
034829	GB 005	200 x 200	Papel blotting, liso, 1,5 mm	25	NC -
034830	GB 005	580 x 580	Papel blotting, liso, 1,5 mm	25	NC -
034828	GB 005	150 x 150	Papel blotting, liso, 1,5 mm	25	NC -

Otros papeles

Tipo	Descripción	Flujo	Formato (cm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
1 Chr	Papel estándar de alto flujo (Esp : 0,18 mm)	130 mm / 30 min	46 x 57	036340	100	NC -
			25 x 25	036341	100	NC -
			20 x 20	036342	100	NC -
3 Chr	Papel grueso, ideal para electroforesis (Esp : 0,36 mm)	130 mm / 30 min	46 x 57	036343	100	NC -
17 Chr	Papel muy grueso. Superficie lisa (Ep : 0,92 mm)	190 mm / 30 min	46 x 57	036348	25	NC -
4 Chr	Papel alto flujo. (Ep : 0,21 mm)	180 mm / 30 min	46 x 57	036349	100	NC -

Membranas de blotting de nylon Nytran N

- Membranas de nylon con carga moderada
- Membrana original, diseñada para las técnicas de Southern y Northern blots, así como colonias, y Dot/slots blots
- Capacidad de fijación (› 400 µg/cm²)
- Esta membrana es ideal para las técnicas de detección isotópica y no isotópica
- Membrana uniforme (tamaño y distribución de los poros)
- Hay dos umbrales disponibles: 0,2 µm o 0,45 µm para una retención óptima de oligos y fragmentos de ADN más grandes

Ref.	Modelo Nytran	Dim. (mm)	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
034763	N 0,2 µm	200 x 3 m	Rodillos	1	NC -
034764	N 0,2 µm	300 x 3 m	Rodillos	1	NC -

Ref.	Modelo Nytran	Dim. (mm)	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
034776	N 0,45 µm	300 x 3 m	Rodillos	1	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB