Membranas y papeles blotting para ácidos nucleicos

Membrana de transferencia de nylon Nytran Super Charge (SPC)

Ref.	Nytran SuperCharge	Dim. (mm)	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
034779	0,45 µm	110 x 140	Hojas	10	**NC -**
034798	0,45 µm	200 x 3 m	Rodillos	1	**NC -**
034799	0,45 µm	300 x 3 m	Rodillos	1	**NC -**

- Carga positiva muy alta, poco ruido de fondo
- Una mayor densidad de nylon que con otras membranas aumenta la capacidad de fijación de las muestras
- Excelente simetría: siempre permanece plana
- La membrana Nytran Super Charge fija nueve veces más moléculas que una membrana de nylon convencional
- Morfología consistente de la membrana: buena uniformidad de la distribución del nylon y, por tanto, de las cargas

Membranas de blotting Amersham™ HYBOND-N

cytiva



- Resistente
- Para el blotting de ácidos nucleicos
- Capacidad de fijación 600 µg/cm²
- Para aplicaciones radiactivas
- Fijación por luz UV

Ref.	Dimensiones	Tamaño de los poros	Material de la membrana	€ el rollo
		Hybond-N en nylon neutro		
RPN303B	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon cargado positivamente	**NC -**
RPN203B	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon cargado positivamente	**NC -**

Otros tamaños disponibles: consultar.

Membrana y Papel Blotting para proteínas

Membranas de transferencia de nitrocelulosa Amersham Protran


cytiva

Las membranas Whatman y Amersham se fusionan en la gama optimizada de Amersham.

- La membrana Amersham Hybond P está disponible en un tamaño de poro de 0,2 µm
- Membranas "sandwich", listas para usar

Gama antigua	Nueva gama	Uso
"Whatman Protran Amersham Hybond C"	Amersham Protran	Quimioluminiscencia
"Whatman Optitran Amersham Hybond C extra"	Amersham Protran Supported	Hibridación y reprobing
"Amersham Hybond ECL Amersham Hybond C super"	Amersham Protran Premium	Quimioluminiscencia y fluorescencia





	Envase		Amersham Protran		Amersham Protran Supported		Amersham Protran Premium	
Tamaño de poros	Talla (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
0,1 µm	200 x 200	10	**10600046**	**NC -**				
		25	**10600045**	**NC -**				
	150 x 4 m	Rollo	**10600010**	**NC -**				
	200 x 4 m	Rollo	**10600005**	**NC -**				
	300 x 4 m	Rollo	**10600000**	**NC -**				
0,2 µm	80 x 90	25	**10600094**	**NC -**	-	-	-	-
	100 x 100	25			-	-	**10600080**	**NC -**
	102 x 133	10	**10600125**	**NC -**	-	-		
	200 x 200	10	**10600044**	**NC -**	-	-	-	-
		25	**10600043**	**NC -**	**10600053**	**NC -**	-	-
	300 x 600	5	**10600032**	**NC -**	**10600037**	**NC -**	-	-
	150 x 4 m	Rollo	**10600011**	**NC -**	**10600019**	**NC -**	**10600014**	**NC -**
	200 x 4 m	Rollo	**10600006**	**NC -**	**10600017**	**NC -**	**10600009**	**NC -**
	300 x 4 m	Rollo	**10600001**	**NC -**	**10600015**	**NC -**	**10600004**	**NC -**
0,45 µm	80 x 90	25	**10600093**	**NC -**	-	-	**10600096**	**NC -**
	100 x 100	10	**10600073**	**NC -**	-	-	**10600079**	**NC -**
	102 x 133	10	**10600124**	**NC -**	-	-		
	140 x 160	25	**10600062**	**NC -**	-	-	**10600065**	**NC -**
	200 x 200	10	**10600042**	**NC -**	-	-	**10600048**	**NC -**
		25	**10600041**	**NC -**	**10600051**	**NC -**	**10600047**	**NC -**
	300 x 600	5	**10600033**	**NC -**	-	-	**10600034**	**NC -**
	150 x 4 m	Rollo	**10600012**	**NC -**	**10600020**	**NC -**	**10600013**	**NC -**
	200 x 4 m	Rollo	**10600007**	**NC -**	**10600018**	**NC -**	**10600008**	**NC -**
	300 x 4 m	Rollo	**10600002**	**NC -**	**10600016**	**NC -**	**10600003**	**NC -**
Sandwich 0,1 µm	80 x 90	10	**10600116**	**NC -**				
Sandwich 0,2 µm	80 x 90	10	**10600115**	**NC -**	**10600120**	**NC -**	**10600118**	**NC -**
Sandwich 0,45 µm	80 x 90	10	**10600114**	**NC -**	**10600119**	**NC -**	**10600117**	**NC -**