
Membrana y Papel Blotting para proteínas

Membranas de transferencia de PVDF Amersham Hybond

cytiva

- Solución lista para usar para aplicaciones de blotting
- Contiene dos hojas de papel 3MM CHR de dimensiones adaptadas para cada hoja de la membrana
- La membrana se coloca del lado ánodo del gel
- Las hojas de papel 3MM CHR cubren cada lado del conjunto
- El gel está listo para la transferencia

Gama antigua	Nueva gama	Uso
"Amersham Hybond P Whatman Westran CS"	Amersham Hybond P	Quimioluminiscencia, compatible con disolventes de blanqueo rápido
Whatman Westran S	Amersham Hybond SEQ	Secuenciación y análisis en fase sólida
Amersham Hybond LFP	Amersham Hybond LFP	Fluorescencia (baja autofluorescencia de la membrana)



	Envase		Amersham Hybond P		Amersham Hybond SEQ		Amersham Hybond LFP	
Tamaño de poros	Tailla (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
0,2 µm	80 x 90	25	**10600101**	**NC -**	-	-	**10600102**	**NC -**
	200 x 200	10	**10600058**	**NC -**	-	-	**10600060**	**NC -**
		25	**10600057**	**NC -**	-	-	-	-
	260 x 4 m	Rollo	**10600021**	**NC -**	**10600030**	**NC -**	**10600022**	**NC -**
0,45 µm	80 x 90	25	**10600100**	**NC -**	-	-	-	-
	100 x 100	10	**10600087**	**NC -**	-	-	-	-
		25	**10600086**	**NC -**	-	-	-	-
	140 x 160	25	**10600069**	**NC -**	-	-	-	-
	300 x 600	5	**10600038**	**NC -**	-	-	-	-
	150 x 4 m	Rollo	**10600029**	**NC -**	-	-	-	-
	300 x 4 m	Rollo	**10600023**	**NC -**	-	-	-	-
Sandwich 0,2 µm	80 x 90	10	**10600122**	**NC -**	-	-	**10600123**	**NC -**
Sandwich 0,45 µm	80 x 90	10	**10600121**	**NC -**	-	-	-	-

Membranas de transferencia de nitrocelulosa Protan NC

- Membrana de nitrocelulosa 100% pura de 0,1 µm para moléculas de tamaño ‹ 7 kD
- Alta fijación, bajo ruido de fondo
- Alta retención de proteínas pequeñas:
  - la membrana 0,2 µm retiene muestras menores de 20 KD
  - la membrana de 0,45 µm está diseñada para moléculas mayores de 20 KD
- Excelente estabilidad de las proteínas en Protran (› 5 años)
- Sin humectación previa con metanol: antes de la transferencia, basta con una simple humectación con agua
- Excelente estabilidad de la membrana: permite muchas manipulaciones



Ref.	Modelo Protran NC	Dim. (mm)	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
034714	BA 83 0,2 µm	82	Discos	50	**NC -**
034735	BA 85 0,45 µm	25	Discos	100	**NC -**
034738	BA 85 0,45 µm	25	Discos	1000	**NC -**
034736	BA 85 0,45 µm	132	Discos	50	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB