Accesorios

Marcos de secado de gel




Marco para secado de geles entre dos hojas de celofán, sin uso de bomba ni de secador de gel.
Dos dimensiones: 14 x 14 cm (mini-geles) ó 24 x 24 cm.
El marco se suministra con : 2 placas, 8 clips de cierre, 50 hojas de celofán precortadas.

L x An (cm)	14 x 14	24 x 24
	Kit de marco completo	
Ref.	053085	053086
€/unidad	NC -	NC -
	Hojas de celofán	
Ref.	053087	053088
€ la caja de 50	NC -	NC -

Astucia

Vea todos sus geles sin UV: Mini-transiluminadores, tabletas con LED, transiluminadores con LED y analizadores de imagenes : ver páginas 196 a 200.


Gradilla lastrada para placas de electroforesis



- Soporte de polipropileno
- Base pesada para el soporte de 10 placas de electroforesis
- Dimensiones: 203 x 381 x 228 mm

Ref.	Descripción	€
085971	Rack 10 placas de electroforesis	NC -

Bolsas de hibridación



Bolsas de poliéster transparente para la conservación en frío de geles de acrilamida, hidratación, almacenamiento de muestras biológicas, alimentos, etc.

- Resistente a la mayoría de ácidos, bases, disolventes y grasas
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +115 °C
- Irrompibles
- Imputrescibles
- Grosor : 63 µm
- Barrera contra los olores
- Pueden sellarse con calor

Ref.	Versión	Dim. L x An (mm)	€
045800	101 x 152	100	NC -
045801	165 x 203	75	NC -
045802	203 x 241	50	NC -
045803	203 x 305	40	NC -
045804	254 x 305	30	NC -
045806	305 x 406	15	NC -