Reactivos y productos químicos para Biología Molecular y Bioquímica

Productos químicos

Ref.	Descripción	Envase	€
348587	Acetato de sodio anhidro grado de biología molecular min. 99 %	1 kg	NC -
C4036-250G-SIG	Cloruro de cesio, grado de biología molecular min. 98 %	250 g	NC -
348398	Cloruro de cesio, grado de biología molecular min. 99,999 %	1 kg	NC -
115695	Cloruro de magnesio hexahidratado grado biología molecular min. 99 %	500 g	NC -
348591	Cloruro de sodio de grado de biología molecular mín. 99,5 %	1 kg	NC -
348446	Ditiotreitol (DTT) de grado de biología molecular mín. 99,5 %	5 g	NC -
091524	Sal disódica dihidratada de EDTA grado de biología molecular min. 99 %	500 g	NC -
091535	Glicerol anhidro estéril mín. 99,5 %	250 ml	NC -
348490	Glicina grado bio. mol. min. 99,5 %	1 kg	NC -
091543B	Grado de Hepes bio. mol. mín. 99,5 %	250 g	NC -
348503	Imidazol de grado de biología molecular mín. 99,5 %	50 g	NC -
348531	MOPS, grado de biología mol. mínimo 99,5 %	1 kg	NC -
548656	Sal sódica con sulfato de dextrano 40 grado bioquímico	250 g	NC -
091504B	Sulfato de amonio de grado de biología molecular mín. 99,5 %	1 kg	NC -
091503B	Sulfato de amonio de grado de biología molecular mín. 99,5 %	5 kg	NC -
091570B	Tris grado biología mol. mín. 99,9 %	500 g	NC -
091572B	Tris grado biología mol. mín. 99,9 %	1 kg	NC -
091571B	Tris grado biología mol. mín. 99,9 %	5 kg	NC -

Disolventes orgánicos

Ref.	Descripción	Envase	€
348350	Formamida desionizada mín. 99,5 %	500 ml	NC -
348351	Formamida desionizada mín. 99,5 %	1 l	NC -
348348	Fenol no estabilizado / cloroformo / alcohol isoamílico 25/24/1	500 ml	NC -
348346	Fenol estabilizado, saturado en agua aprox. 75 %	500 ml	NC -

DNasa I (Libre de RNasa)

- Endonucleasa que degrada inespecíficamente el ADN de cadena simple y doble liberando di-, tri- y oligonucleótidos fosforilados
- Se utiliza para eliminar el ADN contaminante en las preparaciones de ARN antes de las aplicaciones de RT-PCR y RT-qPCR
- También se utiliza para eliminar la matriz de ADN del medio de reacción después de la transcripción in vitro

Ref.	Descripción	€
220229	DNasa I (Libre de RNasa), 1000 U	NC -
220230	DNasa I (Libre de RNasa), 5000 U	NC -

Enzimas

Ref.	Descripción	Envase	€
348441	DNASA I min. 3000 U/mg (Kunitz)	10 mg	NC -
348439	DNASA I min. 3000 U/mg (Kunitz)	100 mg	NC -
348574	RNASA A (libre de DNAsa min. 80 U/mg (Kunitz)	50 mg	NC -
091545B	Lisozima de grado biología molecular	10 g	NC -
348565	Proteinasa K recombinante liofilizada	100 mg	NC -
348566	Proteinasa K recombinante liofilizada	25 mg	NC -
348564	Proteinasa K recombinante liofilizada	500 mg	NC -
348569	Proteinasa K solution 20 mg/ml, Libre de DNasa/RNasa	1 ml	NC -
348568	Proteinasa K solution 20 mg/ml, Libre de DNasa/RNasa	5 ml	
348567	Proteinasa K solution 20 mg/ml, Libre de DNasa/RNasa	10 ml	NC -
220260	Proteinasa K solution 20 mg/ml, Libre de DNasa/RNasa	1 ml	NC -
220261	Proteinasa K solution 20 mg/ml, Libre de DNasa/RNasa	5 x 1 ml	NC -

Agentes caotrópicos

Ref.	Descripción	Envase	€
348492	Clorhidrato de guanidina grado de biología molecular min. 99,5 %	1 kg	NC -
348641	Urea grado biología mol.min. 99 %	1 kg	NC -
T7875-100G-SIG	Tiourea grado reactivo plus min. 99 %	100 g	NC -
348403	Ticoanato de guanidina grado de biología molecular min. 99 %	100 g	NC -
348401	Ticoanato de guanidina grado de biología molecular min. 99 %	500 g	NC -

Tensioactivos

Ref.	Descripción	Envase	€
672414	Bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) grado de biología molecular mín. 99 %	100 g	NC -
672415	Bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) grado de biología molecular mín. 99 %	500 g	NC -
348332	CHAPS, grado bioquímica mín. 99 %	5 g	NC -
348337	CHAPS, grado bioquímica mín. 99 %	50 g	NC -
091564	Solución SDS 20 % grado bio. mol.	1 l	NC -
091567B	SDS, grado biología molecular min. 99 %	1 kg	NC -
348637	Tween 20 grado de biología molecular	500 ml	NC -
348829	Tween 80 grado bioquímica	1000 ml	NC -

RNasa A (libre de DNasa)

- Endorribonucleasa de pirimidina específica que degrada el ARN de una cadena
- Cataliza la ruptura del enlace fosfodiéster entre una pirimidina y el siguiente nucleótido
- Se utiliza para la eliminación del ARN en las preparaciones de ADN
- Disponible en formato de 10 y 50 mg

Ref.	Descripción	€
220235	RNasa A (libre de DNasa), 10 mg (1 ml)	NC -
220236	RNasa A (libre de DNasa), 50 mg (5 ml)	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB