Placas PCR low profile Bioplastics Firm Deck

BIOplastics

- Alternativas a las placas bicomponente (policarbonato - polipropileno)
- Rígidas y completamente planas, resistentes a la deformación gracias a la adición de refuerzos
- Manejables por robots
- Fabricado 100% con polipropileno virgen de calidad médica para facilitar su reciclaje
- Compatible con todas las tiras de tapones Bioplastics (página 337)
- Placas con faldón compatibles con los termocicladores y qPCR Eppendorf, Blueray, Bioer, Biorad y otros
- Placas semiperforadas compatibles con la mayoría de termocicladores y qPCR (Eppendorf, Sensoquest, Blueray, Bioer, Thermo (ABI), Biorad, Roche, Life Tech...)
- Disponibles con código de barras, consultar



Faldón	Color del marco y de los pocillos	Compatibilidad	Ref.	€
Con faldón	Naturales transparentes	Ver en nuestras WEB	125051	NC -
	Blancos		125052	NC -
Con semi-faldón	Naturales esmerilados		125053	NC -
	Blancos		125054	NC -

Placas PCR bi-bicomponentes SolidFrame ClearLine®

ClearLine

- Placas de calidad superior para todas las aplicaciones de PCR y qPCR
- Marco rígido de policarbonato
- La rigidez de las placas evita la deformación por la temperatura y el riesgo de evaporación por pérdida de estanqueidad con la película
- Ideal para la manipulación con robots
- Pocillos de polipropileno virgen de grado médico de paredes ultrafinas para una óptima transferencia de temperatura
- Modelo pocillos blancos HS (alta sensibilidad) para mejorar la detección de objetivos de baja abundancia

DNasa RNasa · ADN humano · Nucleasa

NUEVO

Nuestra Selección



Placas 96 pocillos

Color del marco	Color de pocillos	Faldón	Estilo	Compatibilidad	Ref.	€
Perfil estándar (0,2 ml)						
Natural	Natural	Semi-faldón	ABI	5	257301	NC -
Natural	Blanco	Semi-faldón	ABI		257302	NC -
Natural	Natural	Semi-faldón	Universal	3	257298	NC -
Natural	Blanco	Semi-faldón	Universal		257299	NC -
Natural	Blanco alta sensibilidad	Semi-faldón	Universal		257300	NC -
Low profile (0,1 ml)						
Blanco	Blanco	Semi-faldón	Roche	6	257311	NC -
Blanco	Blanco alta sensibilidad	Semi-faldón	Roche		257312	NC -
Natural	Natural	Semi-faldón	Roche		257296	NC -
Natural	Blanco	Semi-faldón	Roche		257297	NC -
Blanco	Natural	Con faldón	Standard	8	257308	NC -
Blanco	Blanco	Con faldón	Standard		257309	NC -
Blanco	Blanco alta sensibilidad	Con faldón	Standard		257310	NC -
Negro	Natural	Con faldón	Standard		257303	NC -
Negro	Blanco	Con faldón	Standard		257304	NC -
Negro	Blanco alta sensibilidad	Con faldón	Standard		257305	NC -

Placas 384 pocillos

Color del marco	Color de pocillos	Faldón	Compatibilidad	Ref.	€
Negro	Natural	Con faldón	9	257306	NC -
Negro	Blanco	Con faldón		257307	NC -
Blanco	Blanco	Con faldón	10	257313	NC -

+ info en nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB