Placa PCR Eppendorf twin.tec®

eppendorf



+ info en nuestras WEB

Placas PCR con pocillos de polipropileno virgen, soporte y faldón de policarbonato. La rigidez del policarbonato facilita la manipulación de placas por parte de los robots. Panel de corte y rejilla de ref. alfanumérica.

Placas twin.tec PCR 96 y 384 pocillos

- Marco de policarbonato robusto, rígido y resistente a la torsión
- Pocillos de polipropileno fino para una óptima transferencia térmica
- Matriz OptiTrack® : bordes contrastados con marcado alfanumérico
- Volumen de reacción : 150 µl (low profile) o 250 µl
- Bordes de pocillos elevados
- Disponibles en versión divisible en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno
- Disponibles con pocillos blancos para la PCR en tiempo real

Placas twin.tec microbiology 96 y 384 pocillos

- Estériles, envase individual en blister, libres de ADN bacteriano
- 96 o 384 pocillos, con faldón o semifaldón

Placas PCR twin.tec real-time 96 y 384 pocillos

- Pocillos blancos para una mejor reflexión
- Aumento significativo de la relación señal/ruido de fondo

Versión	96 pocillos	96 pocillos divisibles	96 pocillos	96 pocillos divisibles	96 pocillos	96 pocillos	384 pocillos
Tipo	Sin faldón	Sin faldón	Sin faldón	Sin faldón	Con faldón	Con 1/2 faldón	Con faldón
Volumen	150 µl	150 µl	250 µl	250 µl	150 µl	250 µl	45 µl
Compatibilidad	2	2	1	1	8	3	9
Natural	**035660**	**035668**	**035669**	**035670**	**033632**	**033637**	**033331**
Azul	**035663**	**035679**	**035677**	**035678**	**033633**	**033638**	**033332**
Verde	-	-	-	-	**033634**	**033639**	**033333**
Rojo	-	-	-	-	**033635**	**033640**	**033334**
Amarillo	-	-	-	-	**033636**	**033641**	**033335**
Unid./caja	20	20	20	20	25	25	25
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Placas 96 y 384 pocillos microbiología

Colores base	96 pocillos con faldón	96 pocillos con semi-faldón	384 pocillos
Volumen	150 µl	250 µl	45 µl
Compatibilidad	8	3	9
Natural	**035671**	**035673**	**035675**
Azul	**035672**	**035674**	**035676**
Unid./caja	10	10	10
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Placas 96 Real Time

Colores base	96 pocillos sin faldón	96 pocillos 1/2 faldón	96 pocillos con faldón
Volumen	150 µl	250 µl	150 µl
Compatibilidad	2	3	8
Blanco	**035665**	**035032**	**035029**
Azul	**035666**	**035031**	**035028**
Unid./caja	20	25	25
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Placas de 96 y 384 pocillos versión Forensic DNA

Versión	PCR 96 pocillos 1/2 faldón	PCR 96 pocillos con faldón	PCR 384 pocillos con faldón	qPCR 96 pocillos 1/2 faldón	qPCR 96 pocillos con faldón
Volumen	250 µl	150 µl	40 µl	250 µl	150 µl
Compatibilidad	3	8	9	3	8
Natural	**933927**	**933928**	**933931**	**933929**	**933930**
Unid./caja	10	10	10	10	10
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Placas 96 pocillos LoBind

Ref.	Descripción	Compatibilidad	€ 25 unid.
933047	Placa 96 pocillos LoBind con 1/2 faldón, incolora	3	**NC -**
933048	Placa 96 pocillos LoBind con faldón, incolora	8	**NC -**

Tapas- De poliestireno transparente, envasadas en 5 bolsas de 16.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
035719	Tapa PCR CLEAN para microplacas o deepwell	80	**NC -**
035720	Tapa estéril para microplacas o deepwell	80	**NC -**

Tiras de 8 tapones

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
035633	Tira de 8 tapones abombados	120	**NC -**
035634	Pasador de 8 tapones planos	120	**NC -**

Sellado de placas PCR y Real Time 96 y 384 pocillos

Ref.	Descripción	€ 100 unid.
033604B	Hojas adhesivas PCR	**NC -**
033832B	Adhesivo aluminio para placas PCR	**NC -**
033969	Película PCR termosellable	**NC -**
035713B	Masterclear real-time PCR-Film PCR autoadhesivo	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB