

Placas PCR ClearLine®



- Placa 96 pocillos
- Color natural
- Índice alfanumérico impreso en negro

Ref.	Compatibilidad	Faldón	Vol. de trabajo	Formato	Otras características	Unid./ caja	€/ caja
257047	1	Sin faldón	200 µl	Universal	Brida alrededor de cada pocillo para facilitar el sellado	100	NC -
257048	8	Con faldón	100 µl	Universal	Para bloque Low profile, compatible CFX96	100	NC -
257049	4	Con semi-faldón	200 µl	Universal / ABI	Con bordes de placa para alineación con placas de purificación	100	NC -
257050	4	Con semi-faldón	200 µl	Universal /ABI	Con rebordes en las 4 esquinas de la placa	100	NC -

Placa PCR 96 pocillos low profile semi-faldón blanca FastGene ClearLine®



- Pared ultrafina y uniforme para una excelente transferencia de calor y resultados óptimos
- Fabricado con polipropileno ultrapuro
- Placa compatible con LigthCycler, Biorad CFX96 y Abi stepOne Plus
- Volumen total 0,2 ml, volumen máximo de trabajo 0,1 ml
- Código alfanumérico

Ref.	Descripción	Compatibilidad	€ 50 unid.
257783	Placa PCR 96 pocillos low profile semi-faldón blanca FastGene	Ver en nuestras WEB	NC -

Placa PCR 96 pocillos Mµlti





Placas de 96 pocillos de pared fina de polipropileno, para su uso en todo tipo de termociclador.


- Rejilla alfanumérica impresa
- Rígido, resistente al calor
- Modelos con faldón low profile o sin faldón ultra plana

	Placa µltra-Plate sin faldón		Placa con faldón low profile	
Compatibilidad	1		8	
Color	Ref.	€ 25 unid.	Ref.	€ 25 unid.
Natural	021970	NC -	023080	NC -
Natural - 100 unid.	026190	NC -	02844	NC -
Azul	021990	NC -	023100	NC -
Amarillo	022010	NC -	023120	NC -
Rojo	021980	NC -	023090	NC -
Verde	022000	NC -	023110	NC -
Violeta	022170	NC -	-	-
Negro	037860	NC -	037360	NC -
Blanco	037870	NC -	037370	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
106570B	Película de aluminio para sellado	100	NC -

Placas PCR 96 pocillos semi-faldón Mµlti para ABI



Para termocicladores ABI y analizadores de ADN.

- Lado cortado para facilitar la orientación de la placa
- Marcaje de pocillos mediante impresión alfanumérica en negro
- Borde elevado alrededor de la placa para una mejor superposición de las placas
- Con semifaldón que ofrece una superficie de marcaje y una manipulación fácil para los robots

Color	Natural	Rojo	Azul	Verde	Amarillo	Violeta	Negro	Blanco	Natural*
Compatibilidad	4								
Ref.	035800	035820	035840	035810	035830	035850	037380	037390	035900*
€ 25 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Precio por los 4 x 25