Placa PCR de 96 pocillos semi-faldón, borde reforzado Mµlti

Placa de 96 pocillos de pared delgada.

- Índice alfanumérico impreso en negro

Ref.	Descripción	Compatibilidad	Unid./ caja	€/ caja
174370	Placa PCR de 96 pocillos con semi-faldón, borde reforzado	4	4 bolsas de 25	NC -




Placa PCR 384 pocillos µltra-Plate

Placa de polipropileno rígido de 384 pocillos para PCR.
Compatible con ABI 3700 y ABI 3730.

- Índice alfanumérico impreso en negro
- Volumen total de cada pocillo : 40 µl
- Volumen de trabajo de cada pocillo : 25 µl
- Autoclavable

Color	Natural	Rojo	Azul	Verde	Amarillo	Negro	Blanco	€ 50 unid.
Compatibilidad	9							
Ref.	039620	037910	037920	037930	037940	037970	037980	411 -



Placa PCR FastPlate para ABI + kit de reactivos

Placa

- Placa de 96 pocillos con marcaje impreso
- Especialmente diseñado para los termocicladores ABI 9800 y 7500 FAST
- Low profile muy transparente
- También se puede utilizar en la mayoría de los termocicladores

Reactivo

- "Inferno Master Mix" especialmente diseñado para los protocolos específicos del ABI 9800
- El kit incluye 2 viales de Master Mix (1250 µl cada uno) para 250 reacciones
- La fórmula combina una Taq y una mezcla de tampones

Ref.	Descripción	Compatibilidad	Unid./ caja	€/ caja
138800	Placa PCR FastPlate	7	25 placas	NC -
138900	Placa PCR FastPlate		4 x 25 placas	NC -



Placas PCR 96 y 384 pocillos para Light Cycler®

- De polipropileno, color blanco
- Especialmente diseñado para el termociclador Light Cycler® Roche®
- Para uso exclusivo con película adhesiva ref. 136590

Ref.	Descripción	Compa-tibilidad	Unid./ caja	€/ caja
138870	Placa PCR 96 pocillos para Light Cycler®	6	100	NC -
138820	Placa PCR 384 pocillos para Light Cycler®	10	100	NC -
136590	Película adhesiva para placa QPCR		100	NC -



