

Placa PCR 96 pocillos con faldón



- Polipropileno virgen
- Marcaje negro para facilitar el llenado de pocillos
- Placa low profile, con un volumen de trabajo de 0,1 ml por pocillo
- Esquina cortada apra facilitar la orientación de la placa
- Apilable
- Compatible con películas adhesivas, películas de sellado y tiras de tapones planos y abombados
- Código de barras disponibles

Ref.	Descripción	Compatibilidad	Unid./ caja	€/ caja
044760	Placa PCR 96 pocillos con faldón	8	50	**NC -**

Placa PCR 96 pocillos con semi-faldón



Astucia

Encuentre nuestras películas adhesivas para placas PCR en las páginas 326 y 521

- Polipropileno virgen
- Especialmente diseñado para termocicladores ABI, pero también se puede utilizar en una amplia gama de plataformas
- Color natural
- Fabricados en sala blanca
- Libre de contaminantes


Ref.	Descripción	Compa-tibilidad	Unid./ caja	€/ caja
016657B	Placa PCR 96 semi-faldón	5	50	**NC -**
448062	Placa QPCA 96 semi-faldón* NUEVO		50	**NC -**

* Sin marcaje, foto no contractual

Placas PCR 96 y 384 pocillos Treff

- Producción totalmente automatizada en sala blanca de clase 8 según la norma ISO 14644-1
- Paredes ultrafinas para una rápida transferencia de calor
- Fabricado en polipropileno de alta pureza
- Sin aditivos
- Autoclavables

+ info en nuestras WEB



Tipo de placa	Placa 96 pocillos low profile con faldón	Placa 96 pocillos standard con semi-faldón	Placa 96 pocillos low profile con semi-faldón	Placa 96 pocillos low profile con semi-faldón bordes surelevados	Placa 96 pocillos standard sin faldón	Placa 96 pocillos low profile sin faldón	Placa 384 pocillos con faldón
Compatibilidad	8	3	Ver en nuestras WEB	Ver en nuestras WEB	1	2	9
Unid./ bolsa	10	5	5	5	5	5	5
Unid./caja	50	50	50	50	50	50	50
Natural	**982858**	**982859**	**982860**	**982861**	**982862**	**982863**	**034142**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Blanco	**982864**	**982865**	**982866**	**982867**	**982868**	**982869**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**

Placas para LightCycler 480

Tipo de placa	Placa 96 pocillos low profile con semi-faldón	Placa 96 pocillos con película de sellado	Placa 384 pocillos con faldón
Compatibilidad	6	6	10
Unid./ bolsa	5	5	5
Unid./caja	50	50	50
Blanco	**982870**	**982871**	**982873**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
982875	Película de sellado óptico de PET para placas de PCR y QPCR	100	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB